



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

INDICATIONS : Patients présentant des symptômes et/ou disposant de résultats d'examen médicaux montrant des déficiences du quadriceps.

Ce produit est destiné à servir d'appoint aux traitements médicaux généralement appliqués dans les cas ci-dessus. La fréquence et la durée d'utilisation de l'orthèse doivent être déterminées par le professionnel de la santé responsable du traitement.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION :

- A) Assis sur le bord d'une chaise, genou plié à 45°, enfiler l'orthèse et positionnez-la de la façon indiquée sur le dessin 1. La charnière doit être placée à environ 2,54 cm au-dessus de la partie supérieure de la rotule et légèrement en arrière de la ligne médiane. Assurez-vous que l'attelle n'a pas tourné sur la jambe.
- B) Ajustez et serrez d'abord la sangle inférieure du mollet (n° 1), puis la sangle supérieure de la cuisse (n° 2).
- C) En gardant le genou plié à 45 degrés, poussez les deux charnières vers l'arrière de la jambe, comme indiqué sur le dessin 2.
- D) Tout en maintenant la position des charnières, ajustez et serrez la sangle inférieure de la cuisse (n° 3) puis la sangle supérieure du mollet (n° 4).
- E) Ramenez légèrement les charnières vers l'avant sans toutefois dépasser la ligne médiane. Ajustez et serrez la sangle tibiale antérieure (n° 5) puis la sangle antérieure de la cuisse (n° 6).
- F) Une fois toutes les sangles serrées, la charnière doit être centrée juste au-dessus de la partie supérieure de la rotule et légèrement en arrière de la ligne médiane. Afin de prévenir tout glissement durant l'activité, il est recommandé de plier le genou quelques fois ou de marcher pendant quelques minutes, puis de resserrer les sangles en suivant les étapes B à E.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DU VERROU À COULISSEAU

Pour enclencher le verrou à coulisseau, il suffit d'étendre la jambe et le verrou s'enclenche environ 10 degrés avant extension complète. Pour désenclencher le verrou à coulisseau, asseyez-vous avec la jambe en extension complète et appuyez sur les boutons au niveau des deux charnières. (Fig. 5)

ATTENTION : Veillez à ce que les deux charnières soient bien verrouillées avant de marcher avec l'orthèse. Pour désenclencher une charnière, il est conseillé de s'asseoir.

POUR LIBÉRER LA CHARNIÈRE DU DISPOSITIF DE VERROUILLAGE

Alors que le verrou à coulisseau est désenclenché, faites tourner le levier de la position verrouillée vers la position déverrouillée afin que le bouton du verrou à coulisseau soit couvert par le levier. (Fig. 6) Avant de marcher, assurez-vous que les boutons des deux charnières sont couverts par le levier. Pour enclencher à nouveau le verrou à coulisseau, commencez par vous asseoir et par étendre complètement la jambe. Ensuite, prenez un stylo et enfoncez le bouton tout en faisant tourner le levier vers la position déverrouillée. (Fig. 7)

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Si un resserrage est nécessaire durant l'activité, resserrez toutes les sangles en suivant les étapes de la notice de pose.
- Toutes les sangles et garnitures peuvent être redécoupées en fonction de la morphologie de chaque patient.
- L'orthèse peut être utilisée dans l'eau douce ou l'eau de mer. Après toute activité aquatique, essorez soigneusement les garnitures. Rincez à l'eau douce, puis laissez sécher à l'air libre.
- Les garnitures et les coussins condyliens se lavent à l'eau froide à l'aide d'un détergent doux. LAISSEZ SÉCHER À L'AIR LIBRE. NE PAS SÉCHER LES GARNITURES ET LES COUSSINS À LA MACHINE.
- Le mécanisme de la charnière nécessite un entretien réduit dans des conditions normales d'utilisation. Vous pouvez, toutefois, utiliser un lubrifiant sec, tel un pulvérisateur de Teflon®, sur le mécanisme interne de la charnière. L'application d'un lubrifiant sec est recommandée après toute utilisation dans l'eau.
- Vérifiez périodiquement les vis de la charnière et resserrez-les si cela est nécessaire.

Avant toute modification de votre orthèse consultez toujours votre médecin ou thérapeute.

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE. CE DISPOSITIF N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE GRAND PUBLIC SANS SURVEILLANCE MÉDICALE. EN CAS DE DOULEUR, DE GONFLEMENT, DE MODIFICATIONS DE SENSATIONS OU DE RÉACTION INHABITUELLES PENDANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie du produit et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication, pendant une période de six mois à partir de la date de la vente pour les produits non durables et à vie pour le cadre/les charnières de l'orthèse.

**Pour usage sur un seul patient uniquement.
SUR PRESCRIPTION MÉDICALE UNIQUEMENT**

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, CE DISPOSITIF NE CONSTITUE QU'UN ÉLÉMENT DU PROGRAMME DE TRAITEMENT GLOBAL ADMINISTRÉ PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

AVERTISSEMENT : LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE (ÉTATS-UNIS) EXIGE QUE CET APPAREIL SOIT VENDU UNIQUEMENT PAR OU SUR L'ORDRE D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AUTORISÉ.