







## ENGLISH

**BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.**

### INTENDED USER PROFILE:

The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

### INTENDED USE/INDICATIONS:

The DonJoy Telescoping TROM Advance Knee Brace is designed to aid in immobilization of the knee and provide protected range of motion following ACL, PCL, LCL and MCL surgeries and meniscal repairs. Providing immobilization or controlled movement of a limb or body segment. Providing mild protection to a limb or body segment for acute and prophylactic care.

### CONTRAINDICATIONS:

None

### WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Loss of circulation, patient discomfort and patient re-injury are potential effects caused by device failure.
- ROM settings should not be changed without supervision of a medical professional.
- This product must be prescribed and fitted by a healthcare professional.
- The frequency, duration of use and directions for use should be determined by your healthcare professional.
- If you develop an allergic reaction and/or experience itchy, red skin after coming into contact with any part of this device, please stop using it and contact your healthcare professional immediately.
- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- The support should be snug but not impair circulation.
- Do not use over open wounds.
- Do not use the device if it is damaged and/or the packaging has been opened.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

### APPLICATION INFORMATION:

- Unfasten the buckle on each strap of the brace and remove foam wraps from brace. Wrap foam calf and thigh pads snugly around leg and attach anteriorly (front of leg). The foam can be trimmed for proper fit.
- Adjust bar length by pushing in the gray button and sliding the extension bar to desired length. The button must fully extend up after adjustment to ensure a secure fit. Both bars must be equal in length. The post-top bars may be extended the full length of the leg to the ankle.
- Position and press into place the lateral side (outside) bar assembly, aligning the hinge with the patella (kneecap) and midline of the leg. The lateral malleolus and greater trochanter at the hip serve as good reference points for midline alignment. Repeat for the medial (inside) bar. Make sure medial and lateral hinge height is equal.
- To adjust the position of the straps on the leg, push the gray button and slide the Tele-Fit strap paddles to the desired location on the leg.
- Fasten the two straps closest to the knee, then proceed with the remaining two straps. Loosen the straps by pulling the straps away from the frame, and pull straps tight to remove slack behind the leg while maintaining the position of the hinge and bars on the leg. The straps can be trimmed for proper fit and strap-end can be repositioned to new edge of strap.
- To adjust flexion and extension, slide the buttons found on the hinge casing to the desired flexion/extension settings as determined by your prescribing healthcare professional. You may need to move the hinge bar to the desired extension setting on the outer rim of the hinge in order to be able to move the extension button.
- To lock the hinge, move the hinge bar to the desired setting on the outer rim of the hinge. Slide the hinge lock button, located on the thigh bar, to the locked position such that the arrow moves behind the hinge center.
- For easy one-piece removal, unfasten the buckles and open the foam pads. The brace can then be removed and reapplied as a single unit.
- The hinge may be bent to add or subtract valgus/corriging. Bend each side bar an equal amount above and below the hinge.
- For optimal ease of application post-operatively, pre-fit the brace prior to surgery if possible.

**CLEANING INSTRUCTIONS:** Hand wash foam liners in cold water with mild detergent. Air dry only, do not heat dry. Regular cleaning of the brace is recommended. All foam may be trimmed.

**WARRANTY:** DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

### INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT.

### RX ONLY.

**NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOT FABRICATED CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN AN EFFORT TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.**

**CAUTION: FEDERAL LAW (U.S.A.) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PROFESSIONAL.**

**NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN AN EFFORT TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.**

## ESPAÑOL

**ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y CUIDADAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.**

### PERFIL DE USUARIO PREVISTO:

El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe ser capaz de leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

### USO INTENCIONADO/INDICACIONES:

El soporte de rodilla Telescoping TROM Advance de DonJoy está diseñado para ayudar a la inmovilización de la rodilla y proporcionar un rango de movimiento protegido después de cirugías de LCA, LCP, LCL y LCM y reparaciones de menisco. Proporciona inmovilización o movimiento controlado a la extremidad o segmento corporal. Proporciona una protección leve de una extremidad o segmento corporal para atención aguda y profiláctica.

### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- La pérdida de circulación, las molestias del paciente y la repetición de las lesiones son posibles efectos causados por la falta del dispositivo.
- Los configuraciones de ROM no se deben cambiar sin la supervisión de un profesional médico.
- Este producto debe ser prescrito y ajustado por un profesional sanitario.
- El profesional sanitario debe determinar la frecuencia, duración e instrucciones de uso.
- Si tiene una reacción alérgica o experimenta picazón y la piel se enrojece después de entrar en contacto con cualquier parte de este dispositivo, deje de usarlo y póngase en contacto inmediatamente con el profesional sanitario.
- Si sufre algún dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier otra reacción poco frecuente durante el uso de este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- El soporte debe quedar bien ajustado, pero sin impedir la circulación.
- No debe aplicarse sobre heridas abiertas.
- No utilice el dispositivo si está dañado y/o si el empaque está abierto.

NOTA: Póngase en contacto con el fabricante y con la autoridad competente en caso de que se produzca un incidente grave debido al uso de este dispositivo.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- Desate la hebilla de cada una de las cintas de la abrazadera y retire de ésta los revestimientos de espuma. Envuelva las almohadillas de espuma correspondientes al muslo y la pantorrilla alrededor de la pierna, haciendo que queden bien ajustadas y acolchadas por el costado anterior (al frente de la pierna). La espuma puede ser recortada para un ajuste adecuado.
- Ajuste la longitud de la barra presionando el botón gris y deslizando la barra de extensión hasta conseguir la longitud deseada. Una vez concluido el ajuste el botón debe quedar completamente sujeto a fin de garantizar una posición segura; ambas barras deben tener la misma longitud. Las barras postoperatorias pueden extenderse a todo lo largo de la pierna hasta el tobillo.
- Presionando para que quede en su sitio, colocar el conjunto de la barra correspondiente al costado lateral (exterior), alineando la bisagra con la rótula y el eje central de la pierna. El malleolo lateral y el trocánter mayor en la cadera son puntos de referencia adecuados para la alineación con el eje central. Repetir el procedimiento para la barra medial (interna) Verificar que la altura de la bisagra lateral sea igual a la de la medial.
- Para ajustar la posición de las correas en la pierna, presione el botón gris y deslice las paletas de la correa Tele-Fit a la ubicación deseada en la pierna.
- Atróche las dos correas más cercanas a la rodilla, luego proceda con las dos correas restantes. Alinee las correas, tirando de las mismas en dirección opuesta al hormazo; asegure tire de las correas para apretarlas, de modo que no queden holgadas debajo de la pierna, y manteniendo a la vez la posición de la bisagra y las barras en la pierna. Para un ajuste adecuado las correas pueden ser recortadas y el extremo de la correa puede cambiarse de posición al nuevo borde de la misma.
- Para ajustar la flexión y la extensión, deslizar los botones del compartimento de la bisagra a los ajustes de flexión/ extensión requeridos, mismos, uso profesional, para poder mover el botón de flexión/ extensión, es posible que necesite mover la barra de la bisagra al ajuste de extensión deseado en el canto externo de la misma.
- Para retirar el dispositivo fácilmente y en una sola pieza, desabrochar las hebillas y abrir las almohadillas de espuma. Es posible entonces retirar la abrazadera y volver a aplicarla como una sola pieza.
- Las barras de las bisagras pueden doblarse para conformarse a posturas varo o valgo. Flexione en igual medida cada barra lateral, tanto por encima como por debajo de la bisagra.
- Para que su aplicación después de una intervención quirúrgica sea hecha con máxima facilidad, preajústela, si es posible, antes de dicha intervención.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:** Lave a mano los revestimientos de espuma con agua fría y jabón suave. Séquelos al aire libre, no use agua caliente. Se recomienda limpiar la abrazadera con regularidad. Toda la espuma puede ser recortada.

**GARANTÍA:** DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus complementos, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

### CONCEBIDO PARA SU UTILIZACIÓN EN UN SOLO PACIENTE.

### SÓLO CON RECETA MÉDICA.

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.**

**AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE VITARAN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.**

**PRECAUCIÓN: LA LEY FEDERAL (EE.UU.) RESTRIE LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO POR PARTE DE O A PEÍDIDO DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN MÉDICA PARA USO DOMICILIARIO.**

**AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE VITARAN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.**

## DEUTSCH

**VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.**

### ANWENDERPROFIL:

Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten oder die Patienten pflegenden Angehörigen vorgesehen. Der Anwender sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebrauchsanweisung zu lesen und zu verstehen, und körperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

### VERWENDUNGZWECK/INDIKATIONEN:

Die DonJoy Telescoping TROM Advance Knieorthese wurde entwickelt, um die Ruhigstellung des Kniees zu unterstützen und einen geschützten Bewegungsumfang nach Operationen des vorderen und hinteren Kreuzbandes und des medialen und lateralen Seitenbands sowie nach Meniskusreparaturen zu gewährleisten. Sie sorgt für die Ruhigstellung oder kontrollierte Bewegungen der Extremität oder des Körpersegments. Sanfter Schutz einer Extremität oder eines Körpersegments für die Akut- und Prophylaxeversorgung.

### CONTRAINDIKATIONEN:

Keine

### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Durchblutungsstörungen, Patientenbeschwerden und erneute Verletzungen des Patienten können durch Mängel der Vorrichtung verursacht werden.
- Die ROM-Einstellungen dürfen nur unter der Aufsicht eines Arztes geändert werden.
- Dieses Produkt ist verschreibungspflichtig und muss unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft angepasst werden.
- Die Häufigkeit, die Dauer der Anwendung und die Gebrauchsanweisung sollten vom Arzt bestimmt werden.
- Wenn eine allergische Reaktion auftritt und/oder Sie nach Kontakt mit einem Teil dieses Produkts eine Juckende, gereizte Haut bemerken, wenden Sie das Produkt nicht länger und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- Wenn bei der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsänderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf.
- Die Orthese sollte fest sitzen, darf die Blutzirkulation jedoch nicht beeinträchtigen.
- Nicht auf offenen Wunden verwenden.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist und/oder die Verpackung geöffnet wurde.

HINWEIS: Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

### GEBRAUCHSANLEITUNG:

- Die Schnalle an den einzelnen Gurten der Orthese lösen und die Schaumstoffpolster von der Orthese entfernen. Die Schaumstoffpolster für die Wade und den Oberschenkel fest mit dem Bein wickeln und die Schnalle an der Innenseite des Beins befestigen. Der Schaumstoff kann auf das Bein zugeschnitten werden.
- Die Länge der Stange einstellen. Hierzu den grauen Knopf eindrücken und die Teleskopstange auf die gewünschte Länge einstellen. Der Scher muss nach dem Einstellen wieder vollständig herausragen, um die sichere Position zu gewährleisten. Die beiden Stangen müssen auf der gleichen Länge eingestellt werden. Die Post-Op-Stangen können auf die volle Länge vom Bein bis zum Kniekehle eingestellt werden.
- Die laterale (äußere) Stange so positionieren und andrücken, dass sie Gelenk mit der Patella (Kniekehle) und der Mittellinie des Beins ausgerichtet ist. Der laterale Kniechel oder der Trochanter major an der Hüfte sind gute Referenzpunkte zur Ausrichtung der Mittellinie. Das Verfahren für die mediale (innere) Stange wiederholen. Sicherstellen, dass das mediale und laterale Gelenk auf gleicher Höhe liegen.
- Die Position der Gurte am Bein anpassen, indem der graue Knopf gedrückt und der Tele-Fit Gurt in die gewünschte Position geschoben wird.
- Zunächst die beiden dem Knie am nächsten liegenden Gurte und dann die anderen beiden Gurte befestigen. Die Gurte durch Ziehen vom Rahmen lösen und wieder festziehen, um Durchhang hinter dem Bein zu vermeiden, während die Position der Gelenke und Stangen am Bein beibehalten wird. Die Gurte können zum richtigen Anpassen zurechtgeschnitten werden.
- Der abschließende Teil des Gurtes kann an die neue Krümmung angepasst werden.
- Zum Anpassen der Biegung und Streckung die Gurte am Gelenkgehäuse verschieben, bis die gewünschten Biegungs-/Streckungseinstellungen erreicht wurden. Die vom behandelnden Arzt ermittelt wurden. Möglicherweise muss die Gelenkstange auf die gewünschte Verlängerungseinstellung an der Außenkante des Gelenks eingestellt werden, damit der Verlängerungsknopf betätigt werden kann.
- Zum Verriegeln der Gelenkstange die Stange auf die gewünschte Verlängerungseinstellung an der Außenseite des Gelenks einstellen. Danach den Gelenk-Verriegelungsknopf, der sich an der Oberseite der Stange befindet, auf die Verriegelung positionieren, so dass der Pfeil sich in Richtung der Mitte des Gelenks bewegt.
- Die Schnallen lösen und die Schaumstoffpolster aufklappen um die Vorrichtung als eine Einheit abzunehmen. Die Orthese kann dann abgenommen und wieder als eine Einheit angelegt werden.
- A) Die Gelenkstangen können zur Anpassung an die Beinkontur nach außen oder innen verbogen werden. Die Gelenkstangen jeweils gleichmäßig ober- und unterhalb des Gelenks biegen.
- B) Falls möglich, die Orthese vor der Operation anpassen. Dadurch wird das Anlegen nach der Operation erleichtert.

**REINIGUNGSANWEISUNGEN:** Die Schaumstoffpolster von Hand in kaltem Wasser und mit einem milden Reinigungsmittel waschen. Nur an der Luft und nicht durch Wärmeeinwirkung trocknen. Es wird empfohlen, die Orthese regelmäßig zu reinigen. Sämtliche Schaumstoffpolster können zurechtgeschnitten werden.

**GARANTIE:** DJO, LLC repariert bzw. ersetzt die gesamte Vorrichtung oder Teile hiervon sowie Zubehör, bei denen Material- oder Herstellungsfehler vorliegen. Dies gilt sechs Monate ab Kaufdatum.

### ZUR VERWENDUNG AN EINEM PATIENTEN BESTIMMT.

### NUR AUF ARZTLICHE VERORDNUNG.

**NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.**

**NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.**

**NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.**

**NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.**

**NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.**

**NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.**

**NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.**

**NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.**

**HINWEIS: ES WURDEN UNTER ANWENDUNG DER MODERNSTEN VERFAHREN UND ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN, UM DIE GRÖSSTMÖGLICHE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, STÄRKE, HALTBARKEIT UND BEQUEMLICHKEIT ZU ERREICHEN; DIESES PRODUKT IST JEDOCH NUR EIN VERSUCH, DIE GESAMTEN VON EINEM ARZT DURCHFÜHRTEN BEHANDLUNGSPROGRAMM, DIE**

**VORSICHT: NACH US-AMERIKANISCHEM GESETZ DARF DIESE VORRICHTUNG NUR DURCH ODER AUF ANORDNUNG EINER ZUGELASSENEN ARZTES BZW. EINER MEDIZINISCHEN FACHKRAFT VERWENDET WERDEN.**

**HINWEIS: ES WURDEN UNTER ANWENDUNG DER MODERNSTEN VERFAHREN UND ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN, UM DIE GRÖSSTMÖGLICHE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, STÄRKE, HALTBARKEIT UND BEQUEMLICHKEIT ZU ERREICHEN; DIESES PRODUKT IST JEDOCH NUR EIN VERSUCH, DIE GESAMTEN VON EINEM ARZT DURCHFÜHRTEN BEHANDLUNGSPROGRAMM, DIE**

## ITALIANO

**PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTENTAMENTE E ATTENTAMENTE SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONZIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

### PROFILO DELL'UTILISATORE PREVISTO:

Il prodotto è destinato a essere utilizzato da un medico professionista, il paziente o dal caregiver del paziente. L'utente deve essere in grado di leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di rispettare tutte le indicazioni, le avvertenze e le precauzioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

### USO PREVISTO/INDICAZIONI:

Il tutore per ginocchio DonJoy Telescoping TROM Advance è progettato per consentire l'immobilizzazione del ginocchio e una gamma di movimenti con protezione in seguito a interventi al legamento crociato anteriore (LCA), al legamento crociato posteriore (LCP), al legamento collaterale laterale (LCL), al legamento collaterale mediale (LCM) e in seguito a riparazioni menisicali.Fornisce immobilizzazione o controllo del movimento di un arto o di un segmento del corpo.Fornisce una leggera protezione dell'arto o di un segmento del corpo per il trattamento acuto o profilattico.

### CONTRAINDICAZIONI:

nessuna

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- La perdita di circolazione, la sensazione di disagio sperimentata dal paziente e una nuova lesione a suo carico costituiscono effetti potenziali causati dal malfunzionamento del dispositivo.
- Le impostazioni del ROM non devono essere modificate senza la supervisione di un medico.
- Questo prodotto deve essere prescritto e applicato da un operatore sanitario.
- La frequenza e la durata d'uso devono essere stabilite dall'operatore sanitario.
- Se si sviluppa una reazione allergica e/o si manifesta una sensazione di prurito o di irritazione, smettere immediatamente di usare il prodotto e contattare immediatamente un medico.
- Il supporto deve essere ben aderente, ma non deve ostacolare la circolazione.
- Non usare su ferite aperte.
- Non usare il dispositivo se risulta danneggiato e/o se la confezione è stata aperta.

NOTA:contattare il produttore e l'autorità competente in caso di gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo.

### INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE:

- Staccare la fibbia su ciascun tirante del tutore e rimuovere i tiranti in poliuretano dal tutore. Avvolgere il rivestimento in poliuretano del polpaccio e le imbottiture della coscia in modo da farli aderire alla gamba, quindi collegarli anteriormente (parte anteriore della gamba). La porzione in poliuretano può essere accorciata a seconda delle preferenze.
- Regolare la lunghezza dell'asta, premendo il pulsante grigio e portando l'asta alla lunghezza desiderata. Il pulsante deve estendersi completamente al termine di questa regolazione, o la fibbia sarà in posizione scorrevole. La stessa regolazione per entrambe le aste. Le aste postoperatorie possono raggiungere, una volta estese, l'intera lunghezza dalla gamba alla caviglia.
- Posizionare il lato esterno dell'asta laterale, e spingerlo in posizione, in modo da allineare lo snodo alla rotula e alla media della gamba. Il malleolo laterale e il trocanter maggiore della coscia sono punti di riferimento per l'allineamento alla mediana della gamba. Ripetere la procedura per l'asta mediale (interna). Controllare che l'altezza dell'asta laterale e di quella mediale corrispondano.
- Per regolare la posizione delle cinghie sulla gamba, premere il pulsante grigio e fare scorrere le linguette della cinghia nella posizione desiderata lungo la gamba.
- Allacciare le due cinghie più vicine al ginocchio, quindi procedere con le altre due cinghie. Allentare le cinghie allontanandole dal telaio, quindi telerle le cinghie per eliminare il lasso dietro la gamba, mantenendo allo stesso tempo la cerniera o la parte di sostegno della cinghia. Le cinghie possono essere tagliate per meglio adattare il tutore e le estremità delle cinghie possono essere ripositonate sul nuovo bordo della cinghia.
- Per regolare la flessione e l'estensione, fare scorrere il pulsante ubicato sul corpo della cerniera fino ad ottenere la flessione e l'estensione prescritte dal medico curante. Per essere in grado di spostare i pulsanti di regolazione dell'estensione, potrebbe essere necessario spostare l'asta della cerniera all'estensione desiderata sul bordo esterno della cerniera. Lo stesso tempo la cerniera o la parte di sostegno della cinghia. Le cinghie possono essere tagliate per meglio adattare il tutore e le estremità delle cinghie possono essere ripositonate sul nuovo bordo della cinghia.
- Per bloccare la cerniera, spostare l'asta della cerniera all'impostazione desiderata sul bordo esterno della cerniera. Fare scorrere il pulsante di bloccaggio della cerniera, ubicato sull'asta della coscia, in posizione di bloccaggio in modo che la freccia si sposti verso il centro della cerniera.
- Per rimuovere il tutore senza disassemblarlo, slegare la fibbia e aprire le imbottiture in poliuretano. Il tutore può essere rimosso e riapplicato in blocco.
- A) Le aste della cerniera possono essere piegate in modo da fornire un angolo varo o valgo. Piegate le aste laterali allo stesso modo, sopra e sotto la cerniera.
- B) Per semplificare la fase di applicazione postoperatoria, modellare il tutore prima dell'intervento chirurgico, se possibile.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:** I rivestimenti in poliuretano possono essere lavati a mano con detergente delicato in acqua fredda. Lasciare asciugare esclusivamente all'aria, non usare fonti di calore. Si consiglia di pulire regolarmente il tutore. Tutti i rivestimenti in poliuretano possono essere tagliati.

**GARANZIA:** DJO, LLC provvederà alla riparazione o alla sostituzione dell'unità completa o di parte dei suoi componenti e i suoi accessori in caso di difetti di materiali o di lavorazione per un periodo di sei mesi a partire dalla data di acquisto.

### IL PRESENTE PRODOTTO È DESTINATO ALL'USO SU UN SOLO PAZIENTE.

### SOLO RX.

**PRODOTTO NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.**

**PRODOTTO NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.**

**PRODOTTO NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.**

**PRODOTTO NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.**

**PRODOTTO NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.**

**PRODOTTO NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.**

**PRODOTTO NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.**

**PRODOTTO NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.**

**AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E COMFORT, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.**

**ATTENZIONE: LA LEGGE FEDERALE STATUTINAMENTE LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO A PERSONALE MEDICO O PROVVISIO DI PRESCRIZIONE MEDICA.**

**AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E COMFORT, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.**

## FRANÇAIS

**LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

### PROFIL DE L'UTILISATEUR PRÉVISTÉ :

Le produit s'adresse à un professionnel de santé agréé, au patient ou au patient's caregiver. L'utilisateur doit être capable de lire, comprendre l'ensemble des consignes, des avertissements et des précautions qui figurent dans le mode d'emploi et être physiquement apte à les respecter.

### UTILISATION/INDICATIONS :





L'orthèse de genou Telescoping TROM Advance est conçue pour faciliter l'immobilisation du genou et protéger l'amplitude des mouvements après une chirurgie du LCA, du LCP, du LCL et du LCMC et une réparation du ménisque. Procure une immobilisation ou un mouvement contrôlé du membre ou du segment corporel. Elle offre une protection modérée d'un membre ou d'un segment corporel pour les soins intensifs et prophylactiques.

### CONTRÉ-INDICATIONS :

Aucune

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- La perte de circulation, l'inconfort du patient et une nouvelle lésion du genou sont des effets potentiels en cas de défaillance du dispositif.
- Les réglages de l'amplitude de mouvement ne doivent pas être modifiés sans la supervision d'un professionnel de santé.
- Le produit doit être prescrit et installé par un professionnel de santé.
- La fréquence et la durée d'utilisation doivent être déterminées par votre professionnel de santé.
- En cas de réaction allergique et/ou de démangeaisons ou de rougeurs cutanées après tout contact avec une partie quelconque de ce produit, cesser de l'utiliser et contacter immédiatement votre professionnel de santé.
- En cas de douleur, de gonflement, de modification de la sensation ou d'autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, contacter immédiatement un médecin.
- Le support doit être bien serré sans toutefois entraver la circulation.
- Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
- Ne pas utiliser si le dispositif s'il est endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.
- REMARQUE



## SVENSKA

### LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

**AVSEDD ANVÄNDARE:**  
Den avsedda användaren ska vara en legitimerad läkare, patienten eller patientens vårdare. Användaren ska kunna läsa, förstå och vara fysiskt förmögen att följa alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

**AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER:**  
DonJoy Telescoping TROM Advance kneortos är utformad för att hjälpa till att immobilisera knät och ge ett skyddat rörelseintervall efter kirurgiska ACL-, PCL-, LCL- och MCL-ingrepp och menisckreparationer. Immobiliserar eller ger kontrollerad rörelse av en extremitet eller kroppsdels. Ger mild skydd för en extremitet eller ett kroppsegment vid akut och profylaktisk vård.

**KONTRAIKATIONER:** Inga

**VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:**

- Cirkulationsförst, obehag för patienten och ny skada hos patienten är potentiella effekter som kan orsakas av en trasig produkt.
- ROM-inställningarna får inte ändras utan överinseende av sjukvårdspersonal.
- Denna produkt måste ordnras och passas in av sjukvårdspersonal.
- Sjukvårdspersonal fastställer hur ofta och hur länge produkten ska användas samt på vilket sätt den ska användas.
- Om du får en allergisk reaktion och/eller upplever klåda och hudrodnad efter att ha kommit i kontakt med någon del av produkten ska du sluta använda den och omedelbart kontakta sjukvårdspersonal.
- Kontakta omedelbart läkare om smärta, svullnad, känselförändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår medan du använder denna produkt.
- Stödet ska sitta åt, men inte så hårt att det hindrar cirkulationen.
- Använd inte över öppna sår.
- Produkten får inte användas om den är skadad eller defekt och/eller om förpackningen har öppnats.
- OBS! Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

**APPLICERINGSINFORMATION:**

- 1) Lossa spännet på varje rem på stödet och avlägsna skumskydden från stödet. Linda skumkuddarna för vaden och låret tätt runt benet och fäst på remsidan (av benet). Det går att klippa skumplasten så att den passar ordentligt.
- 2) Justera längden på staget genom att trycka på den grå knappen och skjuta utsträckningsstaget till önskad längd. Knappen måste vara sträckas upp helt efter justering för att garantera säkert läge, och båda stagen måste vara lika långa. De postoperative stagen kan sträckas ut i benets hela längd ned till ankeln.
- 3) Placera och tryck stagenheten på den laterala sidan (sidsides) på plats och justera leden med patellan (knäskälen) och benets mittlinje. Den yttre ankeln och större trochantern vid höften är bra referenspunkter för justering längs mittlinjen. Uppropa för det mediala (insides) staget. Höjden för den mediala och den laterala leden måste vara lika.
- 4) Justera remmarna läge på benet genom att trycka på den grå knappen och skjuta Tele-Fit-remgreppen till önskat läge på benet.
- 5) Fäst de två remmarna närmast knät och fortsätt sedan med de återstående två remmarna. Lossa på remmarna genom att dra bort dem från stommen och dra åt remmarna hårt för att avlägsna glapp bakom benet medan läget på leden och stagen på benet upprätthålls. Remmarna kan anpassas så att de passar ordentligt och remänden kan ompliceras till en ny remkatt.
- 6) Justera böjning och sträckning genom att skjuta knapparna som finns på leden till önskade inställningar för böjning/ sträckning enligt läkarens ordination. Det kan hända att du måste flytta ledstaget till önskad utsträckt inställning på den yttre infattningen på leden för att du ska kunna flytta utsträckt ningsknappen.
- 7) Läs leden genom att flytta ledstaget till önskad inställning på den yttre ledinfattningen. Skjut ledstängknappen, som sitter på lärstaget, till läst läge så att pilen flyttas mot ledens mitt.
- 8) Ta av stödet på enkelt sätt genom att lossa spännena och öppna skumkuddarna. Stödet kan sedan tas av och sättas på som en enhet.
- A) Ledstagen kan böjas så att de formas efter varus eller valgus. Böj varje sidoslag lika mycket både över och under leden.
- B) Det basta är om man kan prova ut stödet före operationen för att appliceringen ska bli så enkelt som möjligt.

**INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING:** Handtvätta skumfodret i kallt vatten med ett mild rengöringsmedel. Får endast lufttorka. Värmetorka ej. Regelbunden rengöring av stödet rekommenderas. Allt skum kan klippas.

**GARANTI:** DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäkningsdatum.

**AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT.**

**RECEPTBELAGD.**

**EJ TILLVERKAD AV NATURGUMMILATEX.**

OBS! EMEDAN DET YTTERSTA HAR GJORTS VAD GÄLLER SENASTE TEKNOLOGI FÖR ATT ERHÅLLA MAXIMAL FUNKTIONSKOMPATIBILITET, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, UTÖVER DENNA ANORDNING ENDAST EN BESTÅNDSDEL I DET TOTALA BEHANDLINGSPROGRAMMET SOM UTFÖRDAS AV LÄKAREN. DET FINNS INGEN GARANTI FÖR ATT SKADOR FÖRHINDRAS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT.

**VARNING! ENLIGT FEDERAL LAG (USA) FÅR DENNA ANORDNING ENDAST SALJAS AV ELLER FRÅ ORDINATION AV LEGITIMERAD LÄKARE.**

## SUOMI

**LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.**

**KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET:**  
Käyttäjän tulee olla valtuutettu terveydenhuollon ammattilainen, potilas tai hänen välittäjänsä. Käyttäjän pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ja kyetä fyysisesti noudattamaan käyttöohjeiden kaikkia ohjeita, varoituksia ja huomautuksia.

**KÄYTTÖTARKOITUS/INDIKAATIOT:**  
DonJoy Telescoping TROM Advance -polvituken on tarkoitettu avuksi polven immobilisointiosissa ja rajoittamaan polven liikkeilajuitta sen suojaamiseksi etu- ja takaristiteen sekä sisemmän ja ulomman sivusteen leikkauksen ja nivelkirurien korjauksen jälkeen. Tuote pitää raajan tai kehonosan paikallaan tai hallitussa liikkeessä. Se suojaa kevyesti raajaa tai kehonosaa sekä akuutissa että ennalta ehkäisevässä hoidossa.

**KONTRAIKAAIOT:** Ei mitään

**VAROITUKSET JA VAROTOIMENPITEET:**

- Tuotteen toimintahäiriön mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia ovat verenkiertohäiriö, lievä kipu ja loukkaantumisen uusiutuminen.
- ROM-asetuksia ei tule muuttaa ilman terveydenhuollon ammattihenkilön valvontaa.
- Tämän tuotteen saa määrätä ja asettaa paikalleen vain terveydenhuollon ammattilainen.
- Hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen pitää määrittää käytön toistumistiheys ja kesto sekä käyttöohjeet.
- Jos saat allergisen reaktion joihisi ihosi osiin kuitista tai punoitaa sen jälkeen, kun olet koskettanut jotain tämän laitteen osaa, lopeta laitteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Jos taita tuotetta käytettäessä ilmenee kipua, turvotusta, tuntuuutoksia tai muita epätavallisia reaktioita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Tuen tulee istua tiivistä, mutta se ei saa halata verenkiertoa.
- Älä käytä avoimien haavojen päällä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut ja/tai jos pakkaus on avattu.
- HUOMAUTUS: ota yhteyttä valmistajaan ja toimivaltaiseen viranomaiseen, jos tämän tuotteen käyttö aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

**PUKEMISOHJEET:**

- 1) Avaa tuen kunin hinnan solki ja poista vaahtomuovikäärret tuesta. Kääri vaahtomuoviset pohje- ja resikäärret tiivistä jalan ympärille ja kiinnitä ne jalan etupuoille. Vaahtomuovi voidaan leikata sopivan kokoiseksi.
- 2) Säädä tangon pituus painamalla harmaata nappia ja ojentamalla jalkatanko haluttuun pituuteksi. Napin täytyy työntyä kokonaan ulos säädön jälkeen, jotta varmistetaan pitävä asento, ja molempien tankojen täytyy olla yhtä pitkiä. Leikkauksen jälkeiset tangot voidaan ojentaa koko jalan pituiseksi nilkkaan asti.
- 3) Asemoi ja paina lateraalinen (ulkopuolen) tankoosennelma paikalleen kohdistamalla sarana patellaan (polvivuolpion) ja jalan keskiviivaan. Ulkokehärs ja tonkan iso sarvennoinen käyvät hyvin keskiviivan linjauksen vertailupisteiksi. Toista sama medialaiselle (sisäpuolen) tangolle. Varmista, että medialinen ja lateraalinen saranakorkeus on yhtä suuri.
- 4) Säädä hihngien asentoa jalan suhteen painamalla harmaata nappia ja siirtämällä Tele-Fit-hihnalaittoja haluamasi asentoon jalan suhteen.
- 5) Kiinnitä kaksi polvea lähinnä olevaa hihnaa ja sitten jäljellä olevat kaksi hihnaa. Löysää hihnat vetämällä niitä rungosta poisipään ja vedä hihnat kireälle, jotta niiden löysyys poistuu jalan takaa samalla, kun saranan ja tankojen asema pysyy samana jalan suhteen. Hihnat voidaan leikata sopiviksi ja hihnan pää sijaitsee uuden reunan mukaisesti.
- 6) Säädä koukistusta ja ojennusta liikuttamalla saranakoteloissa olevia nappoja haluttuihin koukistus-/ojennusasetuksiin, jotka hoidosta määräävä terveydenhoidon ammattilainen on määritellyt. Joudut ehkä liikututtamaan saranatangen haluttuun ojennusasetukseen saranan ulkokehälle, jotta pystyt liikututtamaan ojennusnappia.
- 7) Lukitse sarana liikuttamalla saranatanko haluttuun asetukseen saranan ulkokehälle. Siirrä reisivangossa sijaitseva saranan lukonnappi lukitusasentoon niin, että nulu liikkuu saranan keskustaa kohti.
- 8) Voit irrottaa tuen yhtenä kappaleena avamalla soljet ja vaahtomuovikäärret. Tuki voidaan sitten poistaa ja asettaa takaisin yhtenä kokonaisuutena.
- A) Saranatankoja voidaan taivuttaa varus- tai valgus-säädön lisäämiseksi. Taivuta kumpaakin sivutankoa saman verran saranan ylä- ja alapuolelta.
- B) Jotta pukeminen olisi helpompaa leikkauksen jälkeen, sovita tuki ennen leikkausta, mikäli mahdollista.

**PUHDISTUSOHJEET:** Pese vaahtomuovivuorit käsin kuumassa vedessä miedolla pesuaineella. Ripusta kuivumaan, älä käytä lämpökäivutusta. Tuen säännöllinen puhdistaminen on suositeltavaa. Kaikkia vaahtomuoviosia voidaan leikata sopiviksi.

**TAKUU:** DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.

**TARKOITETTU KÄYTTÄTÄVÄKSI YHDELLÄ POTILAALLA.**

**VAIN RX.**

**VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA.**

HUOMAUTUS: TÄMÄ LAITE ON VALMISTETTU VIIMEISTENNETTELJENMUKAANMAHDOLLISIMMAN TOIMIVAKSI, KESTÄVÄKSI JA MUKAVAKSI KÄYTTÄÄ. SE ON KUITENKIN VAIN YKSI OSA LÄÄKINNÄLLISEN AMMATTIHENKILÖN ANTAMASTA HOITO-OHJELMASTA. MITÄÄN TAKUUTA EI OLE SIITÄ, ETTÄ TÄÄ TUOTETTA KÄYTTÄESSÄ VÄLTYYTÄISIN VAMMOILTA.

HUOMAUTUS: YHDYSVALTAIN LIITTOVALTION LAIN MUKAAN TÄMÄN LAITTEEN SAA MYYDÄ AINOASTAAN LÄÄKÄRI TAI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ.

## ČEŠTINA

**PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLUŽUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.**

**PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE:**  
Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licenci, pacient nebo pacientův pečovatelský. Uživateli musí být schopen přečíst veškeré pokyny, porozumět a uplatňovat uvedené v návodu k použití a porozumět jim a musí být fyzicky schopen je dodržovat.

**ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE:**  
Kolenní ortéza DonJoy Telescoping TROM Advance je určena k imobilizaci kolene a zajištění chráněného rozsahu pohybu po chirurgických zákrocích na předním záděním (ACL), zadním záděním (PCL), posterolaterálním kolaterálním (LCL) a mediálním kolaterálním (MCL) vazů a po rekonstrukci menisku. Imobilizuje končetinu nebo část těla či omezuje její pohyb. Poskytne mírné ochrany končetině nebo části těla zajišťuje akutní a profylaktickou péči.

**KONTRAIKACE:** Žádné

**VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

- Měznými účinky způsobenými prostředkem jsou omezení krevního oběhu, nepohodlí pacienta a opětovné poranění pacienta.
- Nastavení ROM se smí měnit pouze pod dohledem zdravotníka.
- Produkt musí předepsat a nasadit zdravotnický pracovník.
- Frekvenci, pokyny k používání a délku použití určí zdravotnický pracovník.
- Pokud se u vás po kontaktu s jakoukoli částí tohoto prostředku objeví alergická reakce a/nebo svědění či zarudnutí kůže, přestaňte prostředek používat a ihned se obraťte na svého lékaře.
- Pokud se během používání tohoto produktu objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.
- Ortéza musí těsně přiléhat, nesmí však omezovat krevní oběh.
- Nepřikládejte na otevřené rány.
- Nepoužívejte prostředek, je-li poškozen a/nebo byl-li otevřen jeho obal.
- POZNÁMKA: Pokud kvůli použití tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému orgánu.

**INFORMACE O APLIKACI:**

- 1) Uvolněte sponu na každém pásku ortézy a odsraňte molitanové obaly. Pevně obalte břec a stehno a připevňte vpředu (přední část končetiny). Molitan je možné zastihnout, aby se dosáhlo správného přisednutí.
- 2) Upravte délku tyče zatlačením sedého knoflíku a posunutím produzoovací tyče do požadované délky. Knoflík musí vystupovat uhlňe nahoře po upravení, aby se zajistila bezpečná poloha a obě tyče musí být stejné délky. Pooperační tyče mohou být produzoventy na plnou délku končetiny ke kotníku.
- 3) Umístěte a zatlačte do polohy postranní (věvní) tyč srovnáním kloubu s patelou (českou) a střední line končetiny. Zevní kotník a velký trochanter kyčle slouží jako dobré referenční body pro středové vyrovnání. Podobné zápaky pro mediální (vnitřní) tyč. Ujistěte se, že výška mediálního a laterálního kloubu je stejná.
- 4) Pro upravení pozice pásků na končetině zatlačte šedý knoflík a posuňte lopatku pásku Tele-Fit do požadované pozice na končetině.
- 5) Uložte dva pásky nejlépe koleno a pak pokrčte se zbývajících dvěma pásky. Uvolněte pásky vytážením z rámu a dotáhněte je, aby se odstranila mezera za končetinou a přitom udržte pozici kloubu a tyči na končetině. Pro správné padnutí je možné pásek zkrátit a konec pásku je možné přemístit na nový okraj.
- 6) Pro nastavení flexe a extenze posuňte knoflíky na krytu kloubu do požadovaného flexionálního/extenzionálního nastavení ole předpisu vašeho zdravotníka. Může být nezbytné posunout tyč kloubu do požadovaného nastavení extenze na zevním okraj kloubu, aby bylo možné posunout extenzní knoflík.
- 7) Pro uzamčení kloubu posuňte tyč kloubu do požadovaného nastavení na zevním okraj kloubu. Posuňte knoflík na uzamčení kloubu umístěný na tyči pro stehno do zamčené pozice tak, že šipka se pohybuje směrem k centru kloubu.
- 8) Pro snadné sejmouti jako celku uvolněte sponky a otevřete molitanové díly. Ortézu je pak možné sejmout a znovu aplikovat jako jeden celek.
- A) Tyč kloubu je možné ohnout pro doplnkové nastavení do varus nebo valgus. Ohněte každou stranu tyče ve stejném rozsahu nad a pod kloubem.
- B) Aby byla pooperační aplikace co nejsnazší, nastavte si ortézu již před operací, je-li to možné.

**INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ:** Molitanovou podšívku vyberte ručně ve studené vodě se slabým mydlem. Ponechejte uschnout jen na vzduchu, nepoužívejte teplo. Doporučuje se pravidelné čištění ortézy. Veškerý molitan je možné zkracovat.

**ZÁRUKA:** DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vadu materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodje.

**URČENO K POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA.**

**POUZE NA PŘEDPIS.**

**NEOBSAHUJE PŘÍRODNÍ PRÝZVOUK LATEX.**

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK VENOVANO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZISKÁNÍ MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKOHLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNÍ PORANĚNÍ.

POZOR: FEDERÁLNÍ ZÁKONY USA OMEZUJÍ PRODEJ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NA LICENCOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA NEBO NA JEHO PŘEDPIS.

## NORSK

**FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDEFØR NOYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.**

**TILTENKT BRUKERPROFIL:**  
Den tiltenkte brukeren skal være lisensiert helsepersonell, pasienten eller pasientens omsorgsperson. Brukeren skal kunne lese, forstå og være fysisk i stand til å følge alle anvisninger, advarsler og forholdsregler i bruksanvisningen.

**TILSIKTET BRUK / INDIKASJONER:**  
DonJoy Telescoping TROM Advance-kneortose er utformet for å bidra til immobilisering av kneet og gi beskyttet bevegelsesområde etter operasjoner på fremre korsbånd (ACL), bakre korsbånd (PCL), det laterale kollateralligamentet (LCL) og det mediale kollateralligamentet (MCL) samt menisckreparasjoner. Immobiliserer eller kontrollerer bevegelse av en ekstremitet eller kroppsdels. Gir mild beskyttelse av ekstremitet eller kroppsdels for akutt og profylaktisk pleie.

**KONTRAIKASJONER:** Ingen

**ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:**

- Sirkulasjonstap, ubehag og tilbakevendende skade på pasient er mulige konsekvenser av svikt av enheten.
- Instillingerne for bevegelsesutslag (ROM) skal kun endres under oppsyn av helsepersonell.
- Dette produktet må foreskrives og tilpasses av helsepersonell.
- Brukshyppigheten, bruksvarigheten og bruksanvisningen skal bestemmes av helsepersonell.
- Hvis du utvikler en allergisk reaksjon og/eller får kløende, rød hud etter at du har kommet i kontakt med noen del av denne enheten, må du slutte å bruke den og kontakte helsepersonell umiddelbart.
- Hvis det oppstår smerte, hevelse, endringer i følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner ved bruk av dette produktet, må du kontakte legen din umiddelbart.
- Sattene skal sitte tett, men ikke hemme blod sirkulasjonen.
- Må ikke brukes over åpne sår.
- Ikke bruk enheten hvis den er skadet og/eller emballasjen er åpenet.
- MERK: Kontakt produsenten og relevant myndighet ved alvorlige hendelser som forekommer på grunn av bruk av denne enheten.

**BRUKSANVISNING:**

- 1) Løsne spennen på hver av stroppene på støtten og fjern skumgummipolstringen fra støtten. Legg skumgummi polstringen tett rundt henderhudsvis leggs og låret, og fest på forsiden av benet. Skumgummipolstringen kan klippes til etter behov.
- 2) Juster lengden på skinnene ved å trykke inn den grå knappen og skyve den fortengbare skinnen til ønsket lengde. Knappen skal komme helt ut igjen etter justering, slik at posisjonen sikres, og begge skinnene skal være like lange. De postoperative skinnene kan forlenges til benets fulle lengde ned til ankelen.
- 3) Plasser og trykk på plass skinnen på den laterale siden (sidsiden), slik at hengslet er rettet inn med kneskålen og benets mittlinje. Ytre ankellekne og den store lårbensknuten ved hoften er gode referansepunkter når skinnen skal rettes inn med midtlinjen. Gjør det samme med skinnen på den mediale siden (insiden). Sørg for at hengslet er på samme nivå på den mediale og laterale siden.
- 4) Hvis du ønsker å justere plasseringen av stroppene på benet, må du trykke på den grå knappen og skyve Tele-Fit-bladene til ønsket plassering på benet.
- 5) Fest først de to stroppene nærmest kneet, og fest deretter de andre to stroppene. Løsne stroppene ved å trekke dem bort fra rammen, og stram stroppene for å fjerne slakken bak benet mens du holder hengslene og skinnene på plass på benet. Stroppene kan klippes til etter behov, og stroppenden kan settes på den avklippede stroppen.
- 6) Hvis du vil justere fleksjonen og ekstensjonen, skyver du knappene på hengselskapseten til ønsket fleksjons-/ekstensjonstilling slik legen har foreskrevet. Det kan være du må flytte hengselskinnen til ønsket ekstensjonstilling på den ytre kanten av hengslet, for å kunne flytte ekstensjonsknappen.
- 7) Du løser hengslet ved å flytte hengselskinnen til ønsket stilling på den ytre kanten av hengslet. Skyv låseknappen på lårskinnen til låst posisjon slik at pilen beveger seg mot midten av hengslet.
- 8) Hele støtten kan enkelt tas av ved å løsne spennene og åpne skumgummipolstringen. Skinnen kan deretter tas av og settes på som én enhet.
- A) Hengselskinnene kan bøyes for å formes etter varus og valgus. Bøy skinnen på hver side like mye over og under hengslet.
- B) Tilpass støtten før operasjonen om mulig, slik at det blir enklere å ta den i bruk postoperativt.

**RENGJØRING:** Skumgummipolstringen skal håndvaskes i kaldt vann og mild såpe. Den skal kun lufttørkes. Bruk ikke varme. Vantig rengjøring av støtten anbefales. Alt skumgummimateriale kan klippes til.

**GARANTI:** DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av produktet og tilbehøret i seks måneder fra salgstidspunktet ved materialdefekter eller produksjonsfeil.

**ER BEREGNET BRUKT AV EN ENKELT PASIENT.**

**MÅ FORESKRIVES AV LEGE.**

**IKKE LAGET AV NATURGUMMILATEKS.**

MERK: SELV OM DE MEST MODERNE TEKNIKKER ER TATT I BRUK FOR Å OPPNÅ BEST MULIG FUNKSJON, STYRKE, VARIHET OG KOMFORT, ER DETTE PRODUKTET BARE ETT ELEMENT I DET TOTALA BEHANDLINGSOPPLEGGET SOM HELSEPERSONELLETT BENYTTET. DET ER INGEN GARANTI FOR AT SKADE VIL UNNGÅS VED BRUK AV DETTE PRODUKTET.

FORSIKTIG: I HENHOLD TIL AMERIKANSK LOVGIVNING KAN DETTE UTSTYRET KUN SELGES TIL ELLER ETTER FORORDNING FRA AUTORISERT HELSEPERSONELL.