

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE:

The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and instructions provided in the use for use.

INTENDED USE/INDICATIONS: This DonJoy Knee Brace with articulation stops installed is designed to provide bracing support to the medial and lateral compartments of the knee. It is indicated for ACL/PCL deficiencies, collateral ligament deficiencies, collateral ligament deficiencies with PCL involvement and MCL and/or LCL sprains. Soft/semi-rigid design to restrict motion through a combination of elastic and semirigid. Provides a moderate level of protection through a semi-rigid construction. Providing mild protection of a limb or body segment for acute and prophylactic care.

CONTRAINDICATIONS: Do not use if you are allergic to any of the materials contained in this product.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Loss of circulation, patient discomfort and patient re-injury are potential effects caused by device failure.
- ROM settings should not be changed without supervision of a healthcare professional.
- This product must be prescribed by a healthcare professional.
- The frequency, duration and use of directions for use should be determined by your healthcare professional.
- If you experience changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- The support should be snug but not impair circulation.
- Do not use over open wounds.
- Do not use if the device it is damaged and/or the packaging has been opened.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

APPLICATION INFORMATION:

- A: While sitting on the edge of a chair, step through the brace.
- Flexing the knee to 45°, coloque la rodilla como se muestra en la figura 1, centrándola sobre la rótula y un poco más allá de la línea media de la pierna. La rodilla debe quedar recta en la pierna. B: Fijar el primer la correia inferior del muslo (nº1), then the top thigh strap (#2).
- Keep the knee bent at 45 degrees, push both condyles (hinges) toward the back of the leg, as shown in (figure 2).
- Maintaining the position of the hinges: for ACL version secure lower thigh strap (#3) for PCL version secure upper calf strap (#4) on the back of the leg.
- For ACL version, draw the hinges forward slightly before fastening the front tibial (shin) strap (#4). For PCL version draw the front tibial strap slightly before the hinge strap (#4). For CI version draw the front tibial strap slightly before the hinge strap (#4).
- Keep the knee bent at 45°, empuse ambas articulaciones mecánicas (hinges) hacia la parte posterior de la pierna, como se muestra en la figura 3.
- Mantenimiento de la posición de las articulaciones mecánicas (hinges) para la versión ACL, cierra firmemente la correia inferior del muslo (nº3); para la versión PCL, cierra firmemente la correia superior del pantorrilla (nº4) en la parte posterior de la pierna.
- Para la versión ACL, extienda las articulaciones mecánicas ligeramente y apriete la correia inferior del muslo (nº3). Para la versión PCL, extienda las articulaciones mecánicas ligeramente hacia delante antes de apretar la correia inferior del muslo (nº3). Para la versión CI, extienda las articulaciones mecánicas ligeramente hacia delante antes de apretar la correia inferior del muslo (nº3).
- E: When all strapping is complete, the hinge should center just above the top of the kneecap and slightly bent. To ensure that no strap occurs during activity, it is recommended to do a few knee bends or walk for a few minutes, then re-tighten the straps following steps B or E for CI version.

INSTRUCTIONS FOR HINGE ADJUSTMENT:

- Your braces comes with 10° extension stops installed. To change the installed stops, first completely remove the screw as shown (for Armor by DonJoy & Legend (figure 5), for 4TITUDE Advanced & Renegade (figure 6)). Then align the holes in the hinge plate, the stop and the screw, align with the holes in the hinge plate, then reinsert the screw. Using a Phillips head screwdriver, ensure that the screws are seated in the recess and completely tightened. Both medial and lateral shield slide cover (cover on LEGEND).

USE AND CARE:

- If during activity, re-tightening is necessary, re-tighten all straps following steps in the application instructions.
- All straps and pads may be trimmed to fit individual variations in knee circumference.
- The brace may be used in fresh or salt water. Following use in water activities, drain thoroughly and rinse with clean, fresh water and then air dry.
- Hand wash your liners and reinforce pads in cold water with mild liquid soap. Dry with a soft cloth.
- The hinge mechanism requires little maintenance in normal use. However, you may apply a dry lubricant such as a Teflon® spray to the internal mechanism of the hinge. Dry lubrication is recommended following use in water.
- Periodically inspect hinge screws for tightness and retighten as needed.

CLEANING INSTRUCTIONS: Hand wash in water (86°F/30°C) using mild soap. Air dry.



MATERIAL CONTENTS: Frame- Aluminum & Nylon, Hinge- Aluminum & Steel, Strap pads - Aluminum & Nylon, Soft gels - Nylon & EVA.

WARNING: DJO, LLC will repair or replace any part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.

Rx ONLY.
INTENDED FOR SINGLE PATIENT USE.



NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GE BRAUCHSANWEISUNG SORGFA LTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST VOR DER RICHTIGEN ANLAGE GEWAHRLEISTET.

ITALIANO

LIRE ATTENTIVAMENTE LA TOTALITÀ DELLE INSTRUZIONI SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON Fonctionnement DU DISPOSITIF.

FRANÇAIS

LEER ATTENTIVAMENTE LA TOTALITÀ DELLE INSTRUZIONI SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON Fonctionnement DU DISPOSITIF.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDachtig en volledig vooroord dat dit instrument gebruikt. Juist gebruik is belangrijk voor een goede werking van het product.

PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRETA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRETO DO DISPOSITIVO.

DEUTSCH

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTIVAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

DEUTSCH

PROFIEL VAN DE GEbruiker: Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten oder Pflegepersonal des Patienten bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebräuchsanweisung zu lesen und zu verstehen, und körperlich in der Lage zu sein, die Anweisungen und die Sicherheitsmaßnahmen entsprechend auszuführen.

INTENDED USE/INDICATIONS: Diese DonJoy Knee Brace mit Artikulationsstopps installiert ist für Bracing-Support am Knie und zur Verhinderung von Bewegung im Bereich des Kniegelenks konzipiert. Es handelt sich um eine Kombination aus LCA/LCP-Rekonstruktionen, lateralem Kollateralenligament-Mangel und/oder LCL-Spränen. Soft-/semi-rigid Design, um die Bewegung durch einen elastischen und semirigid Konstrukt zu begrenzen. Proprietary Level Protection™-Technologie wird durch ein leichtes und stabiles Segment des Beins geschützt.

CONTRAINDICATIONS: Bitte verwenden, wenn Sie Allergien auf eines der Materialien in diesem Produkt haben.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Potentielle Durchblutungsstörungen, Patientenschmerzen und Patientenreinjury sind potentielle Effekte, die durch das Versagen des Produkts entstehen können.
- ROM-Einstellungen sollten nicht ohne Überwachung eines medizinischen Fachgelehrten geändert werden.
- Das Produkt muss von einem medizinischen Fachgelehrten verschrieben und angepasst werden.
- Die Frequenz, Dauer und Anwendung der Anweisungen für die Verwendung müssen von einem medizinischen Fachgelehrten bestimmt werden.
- Wenn während der Verwendung dieses Produkts Veränderungen in der Sensibilität oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, sollte der Arzt kontaktiert werden.
- Die Unterstützung sollte nicht zu eng sein, um die Durchblutung nicht zu behindern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über offene Wunden.
- Entfernen Sie das Gerät, wenn es beschädigt ist und/oder das Verpackung geöffnet wurde.

NOTE: Kontaktieren Sie den Hersteller und die zuständige Behörde in Fällen von schweren Ereignissen, die während der Verwendung dieses Produkts auftreten.

INSTRUCIONES DE COLOCACION:

- A: While sitting on the edge of a chair, step through the brace.
- Flexing the knee to 45°, coloque la rodilla como se muestra en la figura 1, centrándola sobre la rótula y un poco más allá de la línea media de la pierna. La rodilla debe quedar recta en la pierna. B: Secure the bottom calf strap first (#1), then the top thigh strap (#2).
- Keep the knee bent at 45 degrees, push both condyles (hinges) toward the back of the leg, as shown in (figure 2).
- Maintaining the position of the hinges: for ACL version secure lower thigh strap (#3) for PCL version secure upper calf strap (#4) on the back of the leg.
- For ACL version, draw the hinges forward slightly before fastening the front tibial (shin) strap (#4). For PCL version draw the front tibial strap slightly before the hinge strap (#4).
- Maintaining the position of the hinges: for CI version, secure the upper thigh strap (#5) for the PCL version secure the lower thigh strap (#6).
- When all strapping is complete, the hinge should center just above the top of the kneecap and slightly bent. To ensure that no strap occurs during activity, it is recommended to do a few knee bends or walk for a few minutes, then re-tighten the straps following steps B or E for CI version.

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA ARTICULACIÓN MECÁNICA:

- In ihrer Knieorthese sind Streckbeugungsschrauben von 10° installiert. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 5 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 6 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Die Schraube sollte in die entsprechende Schraubbohrung eingesetzt werden. Mit einer Phillipskopfschraubendreher wird die Schraube festgezogen.

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA ARTICULACIÓN MECÁNICA:

- Um Ihre Knieorthese sind Streckbeugungsschrauben von 10° installiert. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 5 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 6 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Die Schraube sollte in die entsprechende Schraubbohrung eingesetzt werden. Mit einer Phillipskopfschraubendreher wird die Schraube festgezogen.

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA ARTICULACIÓN MECÁNICA:

- Ihrer Knieorthese sind Streckbeugungsschrauben von 10° installiert. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 5 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 6 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Die Schraube sollte in die entsprechende Schraubbohrung eingesetzt werden. Mit einer Phillipskopfschraubendreher wird die Schraube festgezogen.

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA ARTICULACIÓN MECÁNICA:

- Um Ihre Knieorthese sind Streckbeugungsschrauben von 10° installiert. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 5 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 6 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Die Schraube sollte in die entsprechende Schraubbohrung eingesetzt werden. Mit einer Phillipskopfschraubendreher wird die Schraube festgezogen.

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA ARTICULACIÓN MECÁNICA:

- Um Ihre Knieorthese sind Streckbeugungsschrauben von 10° installiert. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 5 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 6 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Die Schraube sollte in die entsprechende Schraubbohrung eingesetzt werden. Mit einer Phillipskopfschraubendreher wird die Schraube festgezogen.

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA ARTICULACIÓN MECÁNICA:

- Um Ihre Knieorthese sind Streckbeugungsschrauben von 10° installiert. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 5 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 6 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Die Schraube sollte in die entsprechende Schraubbohrung eingesetzt werden. Mit einer Phillipskopfschraubendreher wird die Schraube festgezogen.

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA ARTICULACIÓN MECÁNICA:

- Um Ihre Knieorthese sind Streckbeugungsschrauben von 10° installiert. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 5 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Um die installierten Schrauben zu entfernen, die oben in Abbildung 6 dargestellt sind, kann der Knieorthese abgedreht werden. Die Schraube sollte in die entsprechende Schraubbohrung eingesetzt werden. Mit einer Phillipskopfschraubendreher wird die Schraube festgezogen.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GE BRAUCHSANWEISUNG SORGFA LTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST VOR DER RICHTIGEN ANLAGE GEWAHRLEISTET.

ITALIANO

LIRE ATTENTIVAMENTE LA TOTALITÀ DELLE INSTRUZIONI SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON Fonctionnement DU DISPOSITIF.

FRANÇAIS

LEER ATTENTIVAMENTE LA TOTALITÀ DELLES INSTRUZIONI SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON Fonctionnement DU DISPOSITIF.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDachtig en volledig vooroord dat dit instrument gebruikt. Juist gebruik is belangrijk voor een goede werking van het product.


PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRETA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRETO DO DISPOSITIVO.

DEUTSCH

ANWENDERPROFIL: Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten oder Pflegepersonal des Patienten bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebräuchsanweisung zu lesen und zu verstehen, und körperlich in der Lage zu sein, die Anweisungen und die Sicherheitsmaßnahmen entsprechend auszuführen.

INT



ČEŠTINA
PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘECÍTEJTE VĚSÍRÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCIJU NÁSTROJE.

SLOVENČINA
PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTEJTE ČASŤ NÁSLEDUJÚCE INSTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.


DANSK
LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN KUNDETE PÅ.

SVENSKA
LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

SUOMI
LUE SEURAAVAT OHJEET OHUELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTOÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUJAIKENSEN TOIMINNAN KANNAVALA.

NORSK
FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYDE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

简体中文
使用本器械之前,请仔细阅读以下使用说明。正确使用本器械对发挥其正常功能十分重要。



URČENÝ UŽIVATELKÝ PROFIL:
Určený používateľom je zdravotnícky pracovník s licencou, pacient alebo pacient v pečovateľstve. Užívateľ musí byť schopný prečítať polohy, výskytu, varovania a upozornenia uvedené v návode na použitie. Musí byť schopný vykonávať základné zdravotnícke funkcie.

ÚČEL POUŽITIA / INDIKÁCIE: Táto kolenná ortéza DonJoy s klobom FourcePoint je určená na stabilizáciu kolenného závlahy a kolaterálneho závlahy (ACL) a kombinovanú kolaterálnu závlahu (PCL) po defektach kolaterálneho závlahu, po defektach kolaterálneho závlahu hámčicích (MCL) a poškodení medálneho (MCL) alebo postránného (LCL) kolaterálneho závlahu. Môže byť použitá ako polohu vďaka elastičnosti a polohu vzdelenia. Poskytuje miernu ochranu končatiny alebo časťi těla.

POUŽITIACIA INFORMÁCIA: Pridajte alergicku, ak máte alergiu na niektorý z materiálov obsiahnutých v tomto výrobku.

KONTRAINDIKÁCIE: Brug ikke dette produkt, hvis du er allergisk mot noen av materialene i denne produkten.

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- Môžete použiť tento výrobok ako prostriedok juho omezení kolaterálneho závlahu, keďže občerstvenie, neponádajúci pacienta a opäťovné poranenie pacienta.
- Nastavení ROM se smí menej byť myšlený bez ohľadu na výrobok.
- Frekventné, pokryv v pukauvaliach alebo vysokom riziku závlahy.
- Často používaní, ktoré môže spôsobiť reakciu, ihneď sa obráte na svého lekára.
- Orteza môže tísniť prieľah, nesmí však omezovať krevnú oběť.
- Neprikladajte silne stretnutie.
- Poznámka: Pokud užívatel používa tento prostredok dojde k závláne až do poslednej ohnuteľnosti.

POZNÁMKY: Výrobek je určený na závlánu súvisiacej s používaním tejto pomôcky.

INFORMACE O APLIKACI: A. Posadte se na okraji židle a protáhněte nohu ortezou. Chňoute koleno v úhlu 45°, umístěte ortezu podél obovacího kruhu až k 2,54 cm (1 palce) nad horní částí českého a lehce na osu dolní končetiny. Ujistěte se, že orteza není na noze příliš prokreuzovaná.

B. Nejdříve zajistěte horní lýtový popruh (č. 1) a poté horní stehenní popruh (č. 2).


C. Dřízne koleno ohnuto v úhlu 45°, zatačíte ho kola (klobouk) směrem k zadní straně dolní končetiny, jak je uvedeno na obrázku (č. 3).

D. Upevněte horní lýtový popruh (č. 3), v úrovni PCL zajistěte horní lýtový popruh (č. 4), v úrovni CL zajistěte horní lýtový popruh (č. 5) a na zadní straně kolenného závlahy.

E. Po vložení výrobku před vlastním upínáním předchozího tibialního (kloboukového) popruhu (č. 4) zatačíte koleno (č. 6) kloubu lehce.

F. Po vložení výrobku před vlastním upínáním posledního popruhu (č. 6) kloubu lehce.

G. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.



POZNÁMKY PRO PRŮPRAVU KLOUBOVÉ: A. Posadte se na okraji židle a protáhněte nohu ortezou. Chňoute koleno v úhlu 45°, umístěte ortezu podél obovacího kruhu až k 2,54 cm (1 palce) nad horní částí českého a lehce na osu dolní končetiny. Ujistěte se, že orteza není na noze příliš prokreuzovaná.

B. Nejdříve zajistěte horní lýtový popruh (č. 1) a poté horní stehenní popruh (č. 2).

C. Dřízne koleno ohnuto v úhlu 45°, zatačíte ho kola (klobouk) směrem k zadní straně dolní končetiny, jak je uvedeno na obrázku (č. 3).

D. Upevněte horní lýtový popruh (č. 3), v úrovni PCL zajistěte horní lýtový popruh (č. 4), v úrovni CL zajistěte horní lýtový popruh (č. 5) a na zadní straně kolenného závlahy.

E. Po vložení výrobku před vlastním upínáním předchozího tibialního (kloboukového) popruhu (č. 4) zatačíte koleno (č. 6) kloubu lehce.

F. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

G. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

H. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

I. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.


J. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

K. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

L. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

M. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

N. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.



POZNÁMKY PRO PRŮPRAVU KLOUBOVÉ: A. Posadte se na okraji židle a protáhněte nohu ortezou. Chňoute koleno v úhlu 45°, umístěte ortezu podél obovacího kruhu až k 2,54 cm (1 palce) nad horní částí českého a lehce na osu dolní končetiny. Ujistěte se, že orteza není na noze příliš prokreuzovaná.

B. Nejdříve zajistěte horní lýtový popruh (č. 1) a poté horní stehenní popruh (č. 2).

C. Dřízne koleno ohnuto v úhlu 45°, zatačíte ho kola (klobouk) směrem k zadní straně dolní končetiny, jak je uvedeno na obrázku (č. 3).

D. Upevněte horní lýtový popruh (č. 3), v úrovni PCL zajistěte horní lýtový popruh (č. 4), v úrovni CL zajistěte horní lýtový popruh (č. 5) a na zadní straně kolenného závlahy.

E. Po vložení výrobku před vlastním upínáním předchozího tibialního (kloboukového) popruhu (č. 4) zatačíte koleno (č. 6) kloubu lehce.

F. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

G. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

H. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

I. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.


J. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

K. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

L. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

M. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

N. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.



POZNÁMKY PRO PRŮPRAVU KLOUBOVÉ: A. Posadte se na okraji židle a protáhněte nohu ortezou. Chňoute koleno v úhlu 45°, umístěte ortezu podél obovacího kruhu až k 2,54 cm (1 palce) nad horní částí českého a lehce na osu dolní končetiny. Ujistěte se, že orteza není na noze příliš prokreuzovaná.

B. Nejdříve zajistěte horní lýtový popruh (č. 1) a poté horní stehenní popruh (č. 2).

C. Dřízne koleno ohnuto v úhlu 45°, zatačíte ho kola (klobouk) směrem k zadní straně dolní končetiny, jak je uvedeno na obrázku (č. 3).

D. Upevněte horní lýtový popruh (č. 3), v úrovni PCL zajistěte horní lýtový popruh (č. 4), v úrovni CL zajistěte horní lýtový popruh (č. 5) a na zadní straně kolenného závlahy.

E. Po vložení výrobku před vlastním upínáním předchozího tibialního (kloboukového) popruhu (č. 4) zatačíte koleno (č. 6) kloubu lehce.

F. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

G. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

H. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

I. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

J. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

K. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

L. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

M. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

N. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.



POZNÁMKY PRO PRŮPRAVU KLOUBOVÉ: A. Posadte se na okraji židle a protáhněte nohu ortezou. Chňoute koleno v úhlu 45°, umístěte ortezu podél obovacího kruhu až k 2,54 cm (1 palce) nad horní částí českého a lehce na osu dolní končetiny. Ujistěte se, že orteza není na noze příliš prokreuzovaná.

B. Nejdříve zajistěte horní lýtový popruh (č. 1) a poté horní stehenní popruh (č. 2).

C. Dřízne koleno ohnuto v úhlu 45°, zatačíte ho kola (klobouk) směrem k zadní straně dolní končetiny, jak je uvedeno na obrázku (č. 3).

D. Upevněte horní lýtový popruh (č. 3), v úrovni PCL zajistěte horní lýtový popruh (č. 4), v úrovni CL zajistěte horní lýtový popruh (č. 5) a na zadní straně kolenného závlahy.

E. Po vložení výrobku před vlastním upínáním předchozího tibialního (kloboukového) popruhu (č. 4) zatačíte koleno (č. 6) kloubu lehce.

F. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

G. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

H. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

I. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

J. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně usazeny ve vyložení.

K. Po vložení výrobku se uchopíte za koleno a následně aplikujete silnou tlak, aby byly správně us