

*DONJOY*®

# DonJoy Spinostrap

**LE SOUTIEN DU DOS,  
EN UN TOUR DE MAIN**



enovis™

**DONJOY®**

## DonJoy Spinostrap

Le soutien du dos, en un tour de main.

DonJoy Spinostrap est une orthèse dorsale développée pour apporter un soutien, une stabilisation et une immobilisation partielle de la colonne vertébrale.

Ses sangles d'épaule ajustables, l'exosquelette avec structure dorsale conformable, et la sangle lombo-abdominale permettent un soutien et un soulagement personnalisés.

Avec sa conception innovante et sa mise en place intuitive, cette orthèse dorsale semi-rigide apporte stabilisation et correction posturale de la colonne thoracique.

### **INDICATIONS**

Le corset DonJoy Spinostrap est conçu pour fournir un soutien, une stabilisation et une immobilisation partielle (restriction de mouvement) de la colonne vertébrale.


- Soutien des fractures de tassement vertébrales stables (contexte ostéoporotique)
- Soulagement de la douleur et facilitation de la correction des dysfonctionnements posturaux liés à une hypercyphose dorsale
- Redressement et soutien de la colonne vertébrale en cas d'insuffisance/faiblesse musculaire
- Soulagement de la douleur et soutien en cas d'arthrose vertébrale



## CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES



**Exosquelette avec structure dorsale semi-rigide :** pour soutenir et soulager la colonne vertébrale. Confortable pour une action correctrice personnalisée et adaptée à la morphologie.




**Guide de sangles repositionnable :** peut être ajusté à différentes hauteurs pour optimiser l'action correctrice et favoriser le confort.




**Sangle Lombo-abdominale ajustable :** disposant de passe-mains facilitant la mise en place, elle évite toute pression abdominale pour permettre le mouvement et le confort à l'utilisation. Peut être coupée à la longueur souhaitée.




**Sangles d'épaules réglables :** munies de languettes auto-agrippantes, elles permettent d'ajuster le niveau de tension selon le degré de correction souhaité permettant une rétroimpulsion des épaules et un redressement du dos. Effet 3 points.



**Fermetures de sangle "crocodile" :** permettent de personnaliser la longueur des sangles d'épaules et lombo-abdominale pour un ajustement individuel optimal.



**Épaulettes axillaires :** de forme plate et anatomique, elles peuvent être positionnées pour augmenter le confort au niveau de la zone des aisselles.



**Sangle sternale réglable :** peut être fixée pour apporter un confort supplémentaire au niveau des aisselles.



**Conception légère et discrète :** se glisse sous les vêtements.

**Léger et respirant :** contribue au confort du patient.

**Matériaux hypoallergéniques et doux :** pour éviter les irritations de la peau. Sans PVC ni latex.

## INFORMATIONS DE COMMANDE

DESCRIPTION	HAUTEUR DE LA COLONNE VERTEBRALE C7 - S1	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DONJOY SPINOSTRAP - S	42 – 52 cm	82-0057-1	0190446773573
DONJOY SPINOSTRAP - M	52 – 62 cm	82-0057-2	0190446773580
DONJOY SPINOSTRAP - L	62 – 72 cm	82-0057-3	0190446773597

# enovis™

*Creating Better Together™*

**DONJOY®**

Enovis™ - DJO Benelux BVBA  
| Kleinhoefstraat 5 | bus 39 | 2440 Geel | Belgique  
**enovis.be**



© Enovis™ - MKGBNLBV90 - Rev A - 09/2023 - DonJoy Spinostrap est un dispositif médical de classe I qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO LLC - USA.  
\* Créer Mieux Ensemble.