

DONJOY®

DonJoy Spinostrap

**ORTESIS DE COLUMNA
DE FÁCIL AJUSTE**



enovis™

DONJOY®

DonJoy Spinostrap

Ortesis de columna de fácil ajuste

DonJoy Spinostrap otorga a los prescriptores y pacientes el control de la columna dorsal. Sus cinchas de hombro adaptables, armazón dorsal exoesquelético flexible y cinturón lumbar personalizable proporcionan un cómodo apoyo individualizado y alivio del dolor de la columna dorsal. Gracias a las diferentes características intuitivas de esta ortesis semirrígida de columna, el soporte dorsal y la corrección postural cifótica son fácilmente alcanzables.

USO PREVISTO/INDICACIONES

DonJoy Spinostrap está diseñado para proporcionar soporte, estabilización e inmovilización parcial (restricción de movimiento) de la columna vertebral.

- Soporte para fracturas vertebrales estables.
- Alivio del dolor y facilitación de la corrección de disfunciones posturales debido a hiper cifosis dorsal.
- Disfunciones posturales asociadas con condiciones como la enfermedad de Parkinson.
- Enderezamiento y soporte de la columna en caso de insuficiencia/debilidad muscular.
- Alivio del dolor y soporte de la artrosis de columna.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Estructura dorsal semirrígida exoesquelética: para proporcionar soporte y ayudar a aliviar el dolor de la columna vertebral, el núcleo se puede moldear para adaptarse a la curvatura individual de la espalda.



Guía de cinchas repositionables: se puede colocar en diferentes alturas en la estructura dorsal para ayudar a controlar la acción correctiva en la postura cifótica.



Cinturón lumbar ajustable: utiliza lengüetas de cinchas accesibles y bolsillos para los dedos para proporcionar soporte ajustable para la columna vertebral mientras deja libre el abdomen. Puede ser cortado a la longitud requerida.




Cinchas de hombro ajustables: utilizan lengüetas de cinchas adhesivas con cierre para proporcionar tensión ajustable, ayudando a corregir la postura cifótica al desplazar los hombros hacia atrás y enderezar la espalda.



Cierres de cinchas de cocodrilo: permiten personalizar la longitud de la cincha del hombro y del cinturón lumbar para un ajuste a la medida para mayor comodidad.



Almohadillas axilares para los hombros: con forma plana y anatómica, se pueden ajustar para aumentar la comodidad en el área de las axilas.



Cincha esternal ajustable (opcional): se puede colocar para proporcionar comodidad adicional en el área axilar.



Diseño ligero y discreto: se puede ajustar por encima o por debajo de la ropa

Ligero y transpirable: contribuye a garantizar la comodidad del paciente.

Materiales hipoalergénicos y suaves: para evitar irritaciones en la piel. Libre de PVC y látex.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REFERENCIA	LONGITUD DE LA COLUMNA DESDE C7 A S1		TALLA
	CM	PULGADAS	
82-0057-1	42 – 52 cm	16½ – 20½"	S
82-0057-2	52 – 62 cm	20½ - 24½"	M
82-0057-3	62 – 72 cm	24½ - 28½"	L

DONJOY®

enovis™

Creating Better Together™

enovis.es

Ctra. de Esplugues, 225 2ºC 08940 Cornellà de Llobregat - BARCELONA

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO LLC ni ninguna de sus subsidiarias brindan asesoramiento médico. El contenido de este folleto no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo. Más bien, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si los hay, que pueden ser apropiados para usted.