

## CARATTERISTICHE E BENEFICI

## **MAGGIOR COMFORT**



### ZONE DI ELASTICITÀ

favoriscono il comfort e la libertà di movimento. Le zone di espansione rendono più semplice l'applicazione e la rimozione del tutore

## **VESTIBILITÀ OTTIMALE**



### **CUSCINETTI IN SILICONE**

Anatomicamente sagomati, con pin stimolanti. Progettati per migliorare la propriocettività, per garantire un supporto compressivo attorno all'articolazione e per aiutare a massaggiare, alleviare il dolore e ridurre il gonfiore.



#### **BORDI A COMPRESSIONE RIDOTTA**

aiutano a ridurre la pressione alle estremità del tutore per fornire una vestibilità confortevole.



## BANDE ANTI-MIGRAZIONE IN SILICONE

sui supporti per ginocchio aiutano a fornire un extra grip anche sotto stress.



## MAGLIA MORBIDA, TRASPIRANTE E ELASTICA

per un comfort migliorato.



### **VASTA GAMMA DI TAGLIE**

progettati per adattarsi alla maggior parte delle conformazioni corporee.



## MAGLIA ANATOMICAMENTE SAGOMATA

garantisce un adattamento ottimale alla forma del corpo per massimizzare il comfort



### LATEX FREE

realizzati con materiali che nor contengono lattice naturale.





## GINOCCHIO

## **GENUFORCE**°

Ginocchiera elastica con cuscinetto rotuleo



**GENUFORCE**° XPERT

Ginocchiera elastica con aste policentriche flessibili

Riabilitazione/protezione (propriocezione)	•	•
Prevenzione di nuove lesioni	•	•
Lesioni acute e croniche al ginocchio	•	•
Lieve artrosi di ginocchio	•	•
Instabilità lieve di ginocchio		•
Instabilità moderata di ginocchio	•	•
Dolore associato a sindrome femoro-rotulea	•	
Distorsioni lievi di ginocchio		•
Distorsioni moderate di ginocchio		•
Lesioni meniscali lievi		•





## GenuForce®

## Ginocchiera elastica con sostegno rotuleo

Il cuscinetto sagomato per ginocchio di GenuForce® aiuta a proteggere e sostenere la rotula, mentre le stecche a spirale flessibili aiutano a fornire sollievo e stabilizzazione per l'articolazione del ginocchio.

#### **USO PREVISTO/INDICAZIONI:**

- Supporto e compressione a seguito di lesioni acute e croniche al ginocchio e lieve osteoartrite al ginocchio
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare attraverso la compressione
- · Dolore patellofemorale (dolore al ginocchio)
- · Lieve instabilità al ginocchio
- · Prevenzione delle lesioni





# CUSCINETTO ANATOMICO IN SILICONE PER GINOCCHIO

per aumentare la stabilità della rotula, per garantire effetto massaggiante e per migliorare la propriocettività




## STECCHE FLESSIBILI BILATERALI

Aiutano a fornire supporto medio-laterale al ginocchio

### **GENUFORCE®**

DESCRIZIONE	CODICE	© CIRC. COSCIA	CIRC. POLPACCIO	TAGLIA
	82-1750-1	37 - 40 cm	25 - 28 cm	1 = XS
	82-1750-2	40 - 43 cm	28 - 31 cm	2 = S
	82-1750-3	43 - 46 cm	31 - 34 cm	3 = M
GenuForce®	82-1750-4	46 - 49 cm	34 - 37 cm	4 = L
	82-1750-5	49 - 52 cm	37 - 40 cm	5 = XL
	82-1750-6	52 - 55 cm	40 - 43 cm	6 = XXL
	82-1750-7	55 - 58 cm	43 - 46 cm	7 = XXXL
	82-1751-5	52 - 55 cm	37 - 40 cm	5+
GenuForce® Plus	82-1751-6	55 - 58 cm	40 - 43 cm	6+
	82-1751-7	58 - 62 cm	43 - 46 cm	7+
	82-1751-8	62 - 65 cm	46 - 49 cm	8+



F CIRCONFERENZA
COSCIA Misurare la
circonferenza della coscia
15 cm sopra il centro della
rotula.

## D CIRCONFERENZA POLPACCIO

Misurare la circonferenza del polpaccio 5 cm sotto la rotula.

## GenuForce® Xpert

# Ginocchiera elastica con aste policentriche, sostegno rotuleo e fasce regolabili

Con cerniere policentriche rigide, un cuscino sagomato per ginocchio e fasce regolabili, GenuForce® Xpert aiuta a fornire supporto laterale e stabilità durante il movimento per le attività quotidiane e lo sport.

#### **USO PREVISTO/INDICAZIONI:**

- Supporto e compressione a seguito di lesioni acute e croniche al ginocchio e lieve osteoartrite al ginocchio
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare attraverso la compressione
- · Distorsioni legamentose lievi o moderate
- · Instabilità leggera o moderata al ginocchio
- · Lesioni lievi al menisco
- · Prevenzione delle lesioni





## CINGHIE REGOLABILI ATTORNO ALLA COSCIA E AL POLPACCIO

aiutano a fornire compressione e supporto aggiuntivo



# CUSCINETTO ANATOMICO IN SILICONE PER GINOCCHIO

per aumentare la stabilità della rotula, per garantire effetto massaggiante e per migliorare la propriocettività




# CERNIERE POLICENTRICHE BILATERALI CON ASTE RIGIDE

aiutano a offrire una maggiore stabilità mediale e laterale

## **GENUFORCE® XPERT**

CODICE	© CIRC. COSCIA	CIRC. POLPACCIO	TAGLIA
82-1753-1	37 - 40 cm	25 - 28 cm	1 = XS
82-1753-2	40 - 43 cm	28 - 31 cm	2 = S
82-1753-3	43 - 46 cm	31 - 34 cm	3 = M
82-1753-4	46 - 49 cm	34 - 37 cm	4 = L
82-1753-5	49 - 52 cm	37 - 40 cm	5 = XL
82-1753-6	52 - 55 cm	40 - 43 cm	6 = XXL
82-1753-7	55 - 58 cm	43 - 46 cm	7 = XXXL



#### (F) CIRCONFERENZA COSCIA

Misurare la circonferenza della coscia 15 cm sopra il centro della rotula.

## D CIRCONFERENZA POLPACCIO

Misurare la circonferenza del polpaccio 5 cm sotto la rotula.

## MalleoForce®

## Cavigliera elastica con cuscinetti malleolari

MalleoForce® integra cuscinetti per malleoli bilateralmente in una costruzione di tessuto elastico multidirezionale per aiutare a fornire sollievo e stabilizzazione per la caviglia.

#### **USO PREVISTO/INDICAZIONI:**

- Supporto e compressione a seguito di lesioni acute e croniche alla caviglia e lieve osteoartrite alla caviglia e al piede
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare attraverso la compressione
- · Prevenzione delle lesioni





## GRAFICA VISIBILE ATTORNO AI MALLEOLI

per aiutare a garantire l'applicazione corretta del tutore



# DUE CUSCINETTI ANATOMICAMENTE SAGOMATI IN SILICONE PER LA CAVIGLIA

aiutano a proteggere e stabilizzare i malleoli

#### **MALLEOFORCE®**

CODICE	CIRCONFERENZA CAVIGLIA	TAGLIA
82-1754-1	17 - 19 cm	1 = XS
82-1754-2	19 - 21 cm	2 = S
82-1754-3	21 - 23 cm	3 = M
82-1754-4	23 - 25 cm	4 = L
82-1754-5	25 - 27 cm	5 = XL
82-1754-6	27 - 29 cm	6 = XXL



## MalleoForce® Plus

Cavigliera elastica con cuscinetti malleolari e bedaggio ad incrocio

MalleoForce® Plus utilizza cuscinetti integrati per malleoli e cinturini regolabili per aiutare a alleviare il dolore, stabilizzare e proteggere l'articolazione della caviglia da movimenti anomali, oltre ad aiutare l'acuità propriocettiva.

#### **USO PREVISTO/INDICAZIONI:**

- Supporto e compressione a seguito di lesioni acute e croniche alla caviglia e lieve osteoartrite alla caviglia e al piede
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare attraverso la compressione
- · Distorsioni e stiramenti lievi (grado I) alla caviglia
- · Instabilità lieve alla caviglia
- · Prevenzione delle lesioni





## GRAFICA VISIBILE ATTORNO AI MALLEOLI

per aiutare a garantire l'applicazione corretta del tutore



# DUE CUSCINETTI ANATOMICAMENTE SAGOMATI IN SILICONE PER LA CAVIGLIA

aiutano a proteggere e stabilizzare i malleoli



## CINTURINO PER CAVIGLIA REGOLABILE

può essere configurato per aiutare a prevenire supinazione o pronazione

#### **MALLEOFORCE® PLUS**

CODICE	CIRCONFERENZA CAVIGLIA	TAGLIA
82-1755-1	17 - 19 cm	1 = XS
82-1755-2	19 - 21 cm	2 = S
82-1755-3	21 - 23 cm	3 = M
82-1755-4	23 - 25 cm	4 = L
82-1755-5	25 - 27 cm	5 = XL
82-1755-6	27 - 29 cm	6 = XXL



## ManuForce®

## Polsiera elastica con cuscinetto stiloideo, asta rigida rimovibile e bendaggio regolabile

ManuForce® utilizza bendaggio elastico e una stecca per la mano rimovibile per aiutare a fornire una compressione adattabile, supporto e stabilizzazione per il polso.

#### **USO PREVISTO/INDICAZIONI:**

- Supporto e compressione a seguito di lievi lesioni al polso e lieve osteoartrite al polso
- Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare attraverso la compressione
- Prevenzione delle lesioni
- · Distorsioni lievi al polso
- · Tendinite al polso e lieve tenosinovite
- · Instabilità al polso
- · Sindrome del tunnel carpale





## STECCA REGOLABILE PER LA MANO

aiuta a fornire ulteriore stabilità e supporto, e può essere rimossa dopo la fase acuta



## CINTURINO REMOVIBILE E REGOLABILE

aiuta a controllare il grado di stabilizzazione e compressione



# CUSCINETTO ANATOMICAMENTE SAGOMATO IN SILICONE PER LO STILOIDE ULNARE

realizzato in silicone, aiuta a fornire supporto e sollievo dalla pressione

### **MANUFORCE®**

CODICE		CIRCONFERENZA POLSO	TAGLIA
DESTRA	SINISTRA	CIRCONFERENZA POLSO	IAOLIA
82-1757-1	82-1758-1	13 - 14.5 cm	1 = XS
82-1757-2	82-1758-2	14.5 - 16 cm	2 = S
82-1757-3	82-1758-3	16 - 17.5 cm	3 = M
82-1757-4	82-1758-4	17.5 - 19 cm	4 = L
82-1757-5	82-1758-5	19 - 20.5 cm	5 = XL
82-1757-6	82-1758-6	20.5 - 22 cm	6 = XXL



## EpiForce®

## Gomitiera elasrica con cuscinetti epicondilari e bendaggio regolabile

Il design elastico multidirezionale di EpiForce® include cuscinetti epicondilari e cinturino regolabile per aiutare a garantire stabilità del gomito e contribuire al sollievo dal dolore.

### **USO PREVISTO/INDICAZIONI:**

- · Supporto e compressione a seguito di lesioni al gomito e lieve osteoartrite al gomito
- · Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare attraverso la compressione
- · Prevenzione delle lesioni
- Distorsioni o stiramenti al gomito
- · Epicondilite mediale o laterale (ad es. gomito del golfista, gomito del tennista)
- · Tendinopatie



supporto e sollievo

gomito

dalla pressione per il



**CINTURINO REMOVIBILE E** REGOLABILE

aiuta a controllare il grado di stabilizzazione e compressione



CODICE	CIRCONFERENZA AVANBRACCIO	TAGLIA
82-1759-1	19 - 22 cm	1 = XS
82-1759-2	22 - 25 cm	2 = S
82-1759-3	25 - 28 cm	3 = M
82-1759-4	28 - 31 cm	4 = L
82-1759-5	31 - 34 cm	5 = XL
82-1759-6	34 - 37 cm	6 = XXI







## enovis...

Creating Better Together™

enovis.it | vendite@enovis.com | +39 02 835 98001

DJO Italia srl, Via Leonardo Da Vinci 97, 20090 Trezzano Sul Naviglio, Milano, ITALIA

I contenuti e le immagini sono di proprietà di DJO Italia srl Destinato alla consultazione di personale sanitario e operatori del settore

MKT-000-00100250-IT - Rev A

Copyright © 2023 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation