



ActyFoot™

Optimal anvendelse

ActyFoot™ ankelbandagens modulære design giver mulighed for at kontrollere niveauet af ankelstabilitet efter behov. Dens aftagelige stiver giver øget immobilisering og beskyttelse efter en skade, og senere i forløbet kan stiveren fjernes, når større bevægelsesfrihed er tilladt. Det unikke remsystem giver optimal støtte til sport og dagligdags aktiviteter. **Indikationer:** Designet til at yde støtte, stabilisering og partiel immobilisering af anklen ved:

- Akutte laterale ligamentskader
- Akutte ankelforstrækninger/-forstuvninger og ligamentrupturer
- Forebyggelse af yderligere skader ved præoperativ kronisk ankel instabilitet
- Beskyttelse af ankelled

Fordele og egenskaber

- Tre integrerede stropper yder proprioceptiv feedback, stabiliserer anklen og begrænser overdrevne bevægelser i yderstillinger
- Aftagelig lateral stiver, der gør det muligt at modificere bandagen, så den kan benyttes i både akutte og kroniske skadesfaser
- Praktisk, smalt design, der kan benyttes sammen med det meste fodtøj samt med en sok under bandagen for yderligere komfort
- Kan åbnes helt, så den er nem at tage på
- Krydsstropper medvirker desuden til at minimere risikoen for inversion af anklen

Bestillingsinformationer

ActyFoot™			
Varenummer			
Venstre	Højre	Omkreds hæl	Størrelse
82-02A-SL	82-02A-SR	<30 cm	S
82-02A-ML	82-02A-MR	30-34 cm	M
82-02A-LL	82-02A-LR	>34 cm	L

