



ActyLight®

Optimal anvendelse

Behageligheden og komforten ved DonJoy ActyLight®-ankelstøtten betyder, at patienterne helt glemmer, at de har den på. Step-in-designet og det låsbare snøresystem giver en hurtig og sikker pasform, som suppleres af et par aftagelige anatomiske stivere. Den nemme tilpasning muliggør såvel akut som kronisk anvendelse, så ActyLight kan støtte patienterne gennem hele deres behandlingsforløb.

Indikationer:

ActyLight er designet til at yde støtte til og stabilisering af anklen.

- Initial behandling af kronisk ankelinstabilitet
- Lette til moderate forstrækninger/forstuvninger af det laterale ligament
- Isolerede syndesmotiske skader (Grad 1)
- Genoptagelse af sportsaktiviteter, forebyggelse af gentagelse af skade
- Ligamentinstabilitet
- Forebyggelse af supination

Fordele og egenskaber

- Step-in-design, der gør den hurtig og nem at tage af og på.
- Sikker låsemekanisme af snører muliggør præcis tilstramning, medvirker til at opretholde en konstant tilpasning, og gør det hurtigt at løsne op.
- Letvægts- og åndbart stof medvirker til at holde foden kølig og tør for øget compliance.
- 8-talsremme giver kontrol over inversion/eversion.
- Anatomisk formede bilaterale stivere giver yderligere stabilitet og beskyttelse, og placeringen kan ændres for at tilpasse sig til malleoli.
- Kan glimrende benyttes sammen med sportssko, så patienterne kan forblive aktive.
- Modulært design betyder, at støtten nemt kan tilpasses til akut eller kronisk brug ved at fjerne stivere.

Bestillingsinformationer



ActyLight			
Varenummer	Anklens omkreds	Skostørrelse	Størrelse
82-0054-1	≤ 27 cm	32 – 36	XS
82-0054-2	27 – 30 cm	36 – 39	S
82-0054-3	30 – 34 cm	39 – 43	M
82-0054-4	≥ 34 cm	43 – 47	L