



Visuel markering
rundt om malleolen



To anatomisk formede
ankelpuder af silikone



Justerbar
ankelstrop

MalleoForce® Plus

Optimal anvendelse

Elastisk strikket ankelbandage med malleolpuder og justerbar strop. MalleoForce® Plus med de integrerede bilaterale malleolpuder og en justerbare strop aflaster, stabiliserer og beskytter ankelleddet mod unormale bevægelser samt hjælper med at styrke den proprioceptive sans.

Indikationer: • Støtte og kompression efter akut og kronisk ankelskade samt mild ankel- og forfodsartrose • Milde (grad I) ankelforstuvninger og -forstrækninger • Mild ankelinstabilitet • Forebyggelse af skader

Fordele og egenskaber

- Proprioptiv og neuromuskulær stimulering vha. kompression
- Visuel markering rundt om malleolen for at sikre korrekt påsætning af bandagen
- To anatomisk formede ankelpuder af silikone, som hjælper med at beskytte, stabilisere og aflaste omkring malleolen
- Den justerbare ankelstrop kan placeres, så den medvirker til at forhindre supination eller pronation

Bestillingsinformationer



MalleoForce® Plus		
Varenummer	Anklens omkreds	Størrelse
82-1755-1	17 – 19 cm	1 = XS
82-1755-2	19 – 21 cm	2 = S
82-1755-3	21 – 23 cm	3 = M
82-1755-4	23 – 25 cm	4 = L
82-1755-5	25 – 27 cm	5 = XL
82-1755-6	27 – 29 cm	6 = XXL