



StrapiLax Elastic Ankle

Optimal anvendelse

Yder støtte og kompression efter akut eller kronisk ankelskade samt mild ankel og forfods artrose. Elastisk, strikket materiale. Kan bruges til både højre og venstre ankel. Til beskyttende og forebyggende brug i forbindelse med sport. Puder ved malleolerne og elastisk strop for yderligere kompression og støtte. Let at rengøre, kan maskinvaskes.

Bestillingsinformationer



StrapiLax Elastic Ankle		
Varenummer	Anklens omkreds	Størrelse
82-0716-0	17 – 18 cm	Ped
82-0716-1	19 – 20 cm	XS
82-0716-2	21 – 22 cm	S
82-0716-3	23 – 24 cm	M
82-0716-4	25 – 26 cm	L
82-0716-5	27 – 28 cm	XL
82-0716-6	29 – 30 cm	XXL