



Thumb Spica Fracture Brace

Optimal anvendelse

Designet til at give stabilisering af tommelfingeren, det første metacarpophalangeale led (MCP), det første carpometacarpale led (CMC), håndled, distal radius og distal ulna. Anvendelig ved alle tommelfingerskader, som fx Bennett fraktur eller kompleks Rolando fraktur, formodet eller bekræftet navicular (scaphoid) fraktur og andre carpale knogleskader. Også anvendelig til fraktur i distal radius og/eller distal ulna, Colles fraktur, pædiatriske Salter-Harris håndleds- og underarmsskader. Anvendelig ved akutte skader samt til postoperativ støtte.

Bestillingsinformationer

Thumb Spica Fracture Brace		
Varenummer		
Venstre	Højre	Størrelse
315-31-1111	315-32-1111	XS
315-41-1111	315-42-1111	S
315-51-1111	315-52-1111	M
315-61-1111	315-62-1111	L
315-71-1111	315-72-1111	XL

Fås kun i sort.

Størrelse	Mål
XS	18,5 – 20 cm
S	20 – 23 cm
M	23 – 25,5 cm
L	25,5 – 28 cm
XL	> 28 cm

Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.

