



Long Thumb Spica

Optimal anvendelse

Yder primært stabilisering af de første metacarpophalangeale led (MCP) og første carpometacarpale led (CMC) samt sekundær støtte til håndleddets radiocarpale og radioulnare led. Giver stabilitet ved skader i basis af tommelfingeren i CMC-leddet, som fx en Bennett eller Rolando fraktur, eller ved stabilisering af et smertende CMC-led. Kan også benyttes ved bekræftet eller formodet navicular (scaphoid) fraktur samt ved skader eller arthritis, der involverer trapezium- eller trapezoideum i håndleddet.

Bestillingsinformationer

Long Thumb Spica		
Varenummer		Størrelse
Venstre	Højre	
230-31-1111	230-32-1111	XS
230-41-1111	230-42-1111	S
230-51-1111	230-52-1111	M
230-61-1111	230-62-1111	L
230-71-1111	230-72-1111	XL

Fås kun i sort.

Størrelse	Mål
XS	18,5 – 20 cm
S	20 – 23 cm
M	23 – 25,5 cm
L	25,5 – 28 cm
XL	> 28 cm

Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.

