




Humeral Fracture Brace

Optimal anvendelse

Benyttes til stabilisering af humeruskæft-fraktur. Humeral Fracture Brace kan være velegnet til visse skader i den mere proximale del af humerus. Passer til begge arme. Tag mål i henhold til den viste figur for at vælge den rigtige størrelse ud fra nedenstående størrelsestabel.

Bestillingsinformationer



Humeral Fracture Brace			
Varenummer	Højde	Omkreds	Størrelse
330-40-1111	10,5 cm	15,5 – 40,5 cm	S
330-50-1111	12,5 cm	23 – 45,5 cm	M
330-60-1111	15 cm	28 – 48 cm	L

Fås kun i sort.