



ManuForce®

Optimal anvendelse

Elastisk strikket håndledsbandage med styloideus-pude. ManuForce® med en aftagelig formbar håndfladestiver samt en aftagelig justerbar rem giver kompression, støtte og stabilisering af håndleddet.

Indikationer: • Støtte og kompression efter mild håndledsskade samt mild artrose i håndled • Milde forstrækninger/forstuvninger af håndled • Tendinitis i håndled samt mild tenosynovitis • Håndledsinstabilitet • Karpaltunnelsyndrom • Forebyggelse af skader


Fordele og egenskaber

- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering vha. kompression
- Aftagelig og formbar håndfladestiver giver ekstra stabilitet og støtte
- Aftagelig og justerbar strop, som hjælper med at kontrollere graden af stabilisering og kompression
- Anatomisk formet ulnar styloideus-pude af silikone giver støtte og trykaflastning

Bestillingsinformationer



ManuForce®			
Varenummer		Håndledsomkreds	Størrelse
Venstre	Højre		
82-1758-1	82-1757-1	13 – 14,5 cm	1 = XS
82-1758-2	82-1757-2	14,5 – 16 cm	2 = S
82-1758-3	82-1757-3	16 – 17,5 cm	3 = M
82-1758-4	82-1757-4	17,5 – 19 cm	4 = L
82-1758-5	82-1757-5	19 – 20,5 cm	5 = XL
82-1758-6	82-1757-6	20,5 – 22 cm	6 = XXL



Formbar håndfladestiver



Aftagelig og justerbar strop



Anatomisk formet håndledspude