



Respiform™ Manuform™

Optimal anvendelse

- Manuform er en kortere udgave end Respiform
- Åndbar letvægts-håndledsortose
- Forstrækninger og skader i håndleddet
- Tendinopati
- Til immobilisering før og efter operation

Fordele og egenskaber

- Kan kun anvendes til enten højre eller venstre hånd
- Ergonomisk og fleksibelt letvægtsdesign
- Anatomisk design der giver en individuelt tilpasset pasform.
- Let og enkel at anvende takket være justerbare stropper og "Stop Strap"-system
- Omfatter to halvstive dorsale skinner og en skinne i aluminium på håndfladesiden, og disse giver en fuldstændig immobilisering
- Advanced Ozone™-materiale fremmer luftgennemstrømningen
- Da ortosen er åndbar ved generel anvendelse sikres god hudpleje og komfort hele døgnet, også ved varierende temperatur og luftfugtighed.

Bestillingsinformation



Respiform™ / Manuform™					
Varenummer					
Respiform		Manuform		Håndleds- omkreds	Størrelse
Venstre	Højre	Venstre	Højre		
82-96150	82-96160	82-96250	82-96260	11-14 cm	Pediatric/ XS
82-96152	82-96162	82-96252	82-96262	14-16 cm	S
82-96153	82-96163	82-96253	82-96263	16-19 cm	M
82-96154	82-96164	82-96254	82-96264	19-21 cm	L
82-96155	82-96165	82-96255	82-96265	21-24 cm	XL