



RespiForm+™ Manuform+™

Optimal anvendelse

- Manuform+ er en kortere udgave af RespiForm
- Åndbar letvægts-ortose til håndled og tommelfinger
- Forstrækninger og skader i håndled og tommelfinger
- Tendinopati og rhizartrøse
- Til immobilisering før og efter operation

Fordele og egenskaber

- Kan kun anvendes til enten højre eller venstre hånd
- Ergonomisk og fleksibelt letvægtsdesign
- Anatomisk design der giver en individuelt tilpasset pasform.
- Let og enkel at anvende takket være justerbare stropper og "Stop Strap"-system
- Omfatter to halvstive dorsale skinner og en skinne i aluminium på håndfladesiden, og disse giver en fuldstændig immobilisering
- Advanced Ozone™-materiale fremmer luftgennemstrømningen
- Da ortosen er åndbar ved generel anvendelse sikres god hudpleje og komfort hele døgnet, også ved varierende temperatur og luftfugtighed.
- Moduldesignet og formbar tommelfingerortose i aluminium, der giver optimal positionering
- Burrebåndsystemet giver let og sikker tilpasning til distal tommelfinger

Bestillingsinformation



Respiform+™ / Manuform+™					
Varenummer				Håndleds- omkreds	Størrelse
Respiform+		Manuform+			
Venstre	Højre	Venstre	Højre		
82-96170	82-96180	82-96270	82-96280	11–14 cm	Pediatric/ XS
82-96172	82-96182	82-96272	82-96282	14–16 cm	S
82-96173	82-96183	82-96273	82-96283	16–19 cm	M
82-96174	82-96184	82-96274	82-96284	19–21 cm	L
82-96175	82-96185	82-96275	82-96285	21–24 cm	XL