



DigiForm™

Optimal anvendelse

- Fingerortose med aftagelig skinne til immobilisering af to fingre
- Alle indikationer der kræver immobilisering af to fingre
- Forstrækninger, subluksationer, forvridninger og frakturer
- Præ- og postoperativ immobilisering af håndleddet

Fordele og egenskaber

- Let at anvende takket være 4 justerbare stropper og "Stop Strap"-system
- Passer både til højre og venstre hånd
- Letvægtsdesign med lav profil
- Flytbar håndfladeskinne der giver individuelt tilpasset støtte
- Aluminiumsskinnen kan formes, så den er i overensstemmelse med behandlingsplanen
- De aftagelige modulkomponenter gør det let at vaske ortosen
- Fire aftagelige og regulerbare stropper giver justerbar kompression
- Beskyttende "hætter" til fingerspidserne
- Fås i tre størrelser

Bestillingsinformation



DigiForm™		
Varenummer	Håndledsomkreds	Størrelse
82-96200	11 – 15 cm	Pediatric/XS
82-96202	15 – 19 cm	S/M
82-96203	19 – 23 cm	L/XL