



RhizoForm™

Optimal anvendelse

- Funktionel og formbar tommelfingerortose
- Til behandling af rhizartrose i tommelfingeren

Fordele og egenskaber

- Ergonomisk design
- Understøttende ultra-letvægtsstruktur med eksoskelet
- Formbar struktur giver individuelt tilpasset støtte
- onSteam® åndbar foring i microfiber fremmer komfort
- Let og enkel både at justere og tilpasse
- Fås i to størrelser

Bestillingsinformation



RhizoForm™			
Varenummer		Håndledsomkreds	Størrelse
Venstre	Højre		
82-96242	82-96292	13,5 – 16,5 cm	S/M
82-96243	82-96293	16,5 – 20 cm	L/XL