



Universal Wrist-O-Prene™

Optimal anvendelse

Wraparound neoprenskinne giver kompression og støtte til behandling af karpaltunnelsyndrom (CTS) og håndledforstuvninger og forstrækninger.

Fordele og egenskaber

- Wraparound neoprenskinne giver kompression og støtte til behandling af karpaltunnelsyndrom (CTS) og håndledforstuvninger og forstrækninger
- Aftagelig, kurvet aluminiumsstiver i håndflade
- Indvendig kontaktlukning giver brugervenlighed og korrekt tilpasning
- Holdbar konstruktion tåler slid under træning, sportsaktiviteter og ensidigt, gentaget arbejde

Bestillingsinformationer

Universal Wrist-O-Prene™			
Varenummer		Håndleds- omkreds	Størrelse
Venstre	Højre		
79-82471	79-82470	<28 cm	Universal