



Wrist-O-Prene™

Optimal anvendelse

Neoprenskinne med en formet aluminiumsstiver i håndfladen indlagt i en syet vinylomme, som sikrer, at håndfladestiveren holdes på plads. Fremstillet til den foretrukne 17,5 cm længde.

Bestillingsinformationer



Wrist-O-Prene™			
Varenummer			
Venstre	Højre	Håndledsbredde	Størrelse
79-87513	79-87503	7–8 cm	S
79-87515	79-87505	8–9 cm	M
79-87517	79-87507	9–10 cm	L