



Thumb-O-Prene™ Splint

Optimal anvendelse

En neoprenskinne med en kombineret indsats til abduktion af tommelfingeren og en håndfladestiver. Den støtter tommelfingeren i abduktion fra håndfladeoverfladen og giver funktionel placering til standsning af tommelfingerbevægelse.

Fordele og egenskaber

- Indsats og stiver yder forøget støtte
- Velcrolukning for nem tilpasning

Bestillingsinformationer



Thumb-O-Prene™ Splint			
Varenummer			
Venstre	Højre	Håndleds- omkreds	Størrelse
81-87533	81-87523	14 – 16 cm	S
81-87535	81-87525	16 – 19 cm	M
81-87537	81-87527	19 – 21 cm	L