



Thumb Splint

Optimal anvendelse

Universel wrap-around støtte med funktionelle egenskaber til afhjælpning af en række lidelser inkl. "skyttetommelfinger"/"skiløbertommelfinger", arthritis i tommelfingerens rodled og tendonitis i tommelfingeren. Dorsale, radiale og palmare "lommer" til afstivning af tommelfingeren indeholder en formbar og aftagelig aluminium- og spiralafstivning, der kan justeres for at give den ønskede støtte. Bilateral – passer til både højre og venstre tommelfinger.

Bestillingsinformationer

Thumb Splint	
Varenummer	Størrelse
79-82710	Universal