



Plastalume™ Finger Splints and Kit

Optimal anvendelse

Immobilisering af vævsskader, frakturer og dislokationer af distale interfalangealled. Anbringes på fingerens ekstensorside for at give stabilitet.

Fordele og egenskaber

- Coated aluminium med skumbagside. 1,59 cm bredde.
- Sikres med tape eller stropper.
- Kittet indeholder seks (6) af hver skinnestørrelse.
- Vaskbare

Bestillingsinformationer

Plastalume™ Finger Splints and Kit			
Varenummer	Beskrivelse	Længde	Antal
79-73211	Skinnekit	–	48 stk
79-73212	Plan ende	3,2 cm	6 stk
79-73213	Plan ende	5,7 cm	6 stk
79-73214	Plan ende	8,3 cm	6 stk
79-73215	Rund ende	8,3 cm	6 stk
79-73216	Rund ende	10,8 cm	6 stk
79-73217	Rund ende	13,3 cm	6 stk
79-73218	Rund ende	15,9 cm	6 stk
79-73219	Rund ende	18,4 cm	6 stk