



ProWedge™ Night Splint

Optimal anvendelse

Blødt polstret og kurvet posterior skal giver passiv dorsi-fleksion til lindring af plantar fasciitis og Achilles seneskedebetændelse. Aftageligt for kan vaskes for patienthygiene. Passer til højre og venstre fod. Leveres med tåkile i fuld længde for yderligere stræk på plantar fascia.

Bestillingsinformationer



ProWedge™ Night Splint			
Varenummer	Længde	Tåbredde	Størrelse
79-81403	<15cm	<15cm	S
79-81405	16,5 – 24cm	18 – 25cm	M
79-81407	25 – 30,5cm	27 – 32cm	L
79-81408	32cm +	33 +	XL