



Podous Boot

Optimal anvendelse

Den lette skal i kvalitetsplastik med fôr med polyesterlurv er med til at behandle og forebygge følgesygdomme i underekstremiteterne efter læsioner eller immobilitet, herunder tryknekrose, ankelkontrakturer og postoperativ hofteabduktion eller rotation. Justerbar tåekstension medvirker til at beskytte tæerne mod sengetøjet. Placeringen af anti-rotationsstykket skal evt. ændres som en hjælp til indad- eller udadrotation. Aftagelig pude på den dorsale side for at begrænse patientens mobilitet i forbindelse med transport. Passer til højre eller venstre fod. Latex-fri. Udskifteligt fôr fås i pakker med tre (3).

Bestillingsinformationer



Podous Boot				
Varenummer	Herre	Dame	Læg- omkr.	Størrelse
79-90550	43	42	≤ 56 cm	Regular
79-90551	44	43	≥ 64 cm	XL