

Podalib Dynamic AFO

Optimal anvendelse

Indikationer: Mild til moderat neurologisk deficit, der resulterer i drop-fod. Beregnet til hjælp under gang, minimerer abnorme gangmønstre. Kompenserer for muskelsvaghed (dropfod) forårsaget af apopleksi, rygmærvsskader, muskeldystrofi, cerebral parese, polio, multipel sklerose.

Fordele og egenskaber

- Fremmer naturlig gang
- Forbedrer gangmønstret og hjælper patienter til at øge deres gangkapacitet
- Medvirker til at opretholde en fodvinkel på 90°
- Medvirker til at kompensere for lateral ubalance uden at hæmme bevægelserne
- Let, komfortabel og diskret – Til daglig brug
- Alsidig – Kan bruges til alle skotyper eller til bare fødder
- Nem at tage på – justering med én hånd
- Nem at tilpasse – Kun en starttilpasning af den elastiske strop
- Bilateral (til både venstre og højre)

Bestillingsinformationer



Podalib Dynamic AFO				
Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Anklens omkreds	Højde Ankelmanchet
82-0013-1	Podalib AFO XS	XS	13 – 19 cm	10 cm
82-0013-2	Podalib AFO S	S	13 – 20 cm	13 cm
82-0013-3	Podalib AFO M	M	20 – 27 cm	13 cm
82-0013-4	Podalib AFO L	L	27 – 34 cm	13 cm

