



PodaPro™

Optimal anvendelse

PodaPro skoens kileformede såldesign fremmer healing ved at føre vægt over bag MP-leddene og ved at reducere trykket på forfoden. Off-loading-effekten bidrager til en hurtigere behandling af sår under de metatarsale hoveder eller tærne eller af skader i området bag forfoden.

Bestillingsinformationer

- Justerbart velkroband
- Sømløs, ekstra polstret hælkappe
- Slidstærk sål

Bestillingsinformationer



PodaPro™		
Varenummer	Skostørrelse	Størrelse
82-0247-1	< 37	XS
82-0247-2	37 – 39	S
82-0247-3	39 – 43	M
82-0247-4	43 – 45	L
82-0247-5	> 45	XL

