



## Actistrap

### Optimal anvendelse

Justerbar lumbalstøtte ved akut eller subakut lændesmerte; støtter ved tunge løft. **Patientprofil:** • Aktiv • Hårdt fysisk arbejde.

### Fordele og egenskaber

- Stærkt elastisk kompressionsmateriale
- Dobbelte bilaterale elastiske stropper til justering af kompressionsniveau
- 4 halvstive dorsale stivere og 2 fleksible abdominale stivere
- Håndløg og fingerløg, så den er nem at tage på
- Dorsal højde: 21 og 26 cm

### Bestillingsinformationer



| Actistrap  |           |              |           |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| Varenummer |           | Taljemål     | Størrelse |
| 21 cm      | 26 cm     |              |           |
| 82-0230-1  | 82-0231-1 | 56 – 68 cm   | XS        |
| 82-0230-2  | 82-0231-2 | 68 – 82 cm   | S         |
| 82-0230-3  | 82-0231-3 | 82 – 98 cm   | M         |
| 82-0230-4  | 82-0231-4 | 98 – 116 cm  | L         |
| 82-0230-5  | 82-0231-5 | 116 – 136 cm | XL        |