



## Immostrap

### Optimal anvendelse

Lumbal støtte med enestående kompression og stabilitet. Anbefalet ved akut lændesmerte, artrose, postural korrektion. **Patientprofil:** • Aktiv  
• Ideel til fritidsaktiviteter • Hårdt fysisk arbejde.

### Fordele og egenskaber

- Stærkt elastisk kompressionsmateriale
- Firdobbelte bilaterale stropper
- 4 fleksible dorsale stivere og 2 fleksible abdominale stivere
- Uafhængig justering af superiore og inferiore kompressionsniveauer
- Håndløg og fingerløg, så den er nem at tage på
- Dorsal højde: 26 cm

### Bestillingsinformationer



| Immostrap  |              |           |
|------------|--------------|-----------|
| Varenummer | Taljemål     | Størrelse |
| 82-0229-1  | 56 – 68 cm   | XS        |
| 82-0229-2  | 68 – 82 cm   | S         |
| 82-0229-3  | 82 – 98 cm   | M         |
| 82-0229-4  | 98 – 116 cm  | L         |
| 82-0229-5  | 116 – 136 cm | XL        |