



ComfortForm™ Back

Optimal anvendelse

Slidstærk elastisk konstruktion med lav profil og støbt lumbalkompressionspude giver behagelig støtte til den sacrolumbale del af rygsøjlen. Overlappende dobbeltstropper hjælper med at støtte lænden og det abdominale område for at fremme korrekt rygsøjlejustering og hjælpe med at forebygge og beskytte mod skader som forstrækninger og forstuvninger. Gribestrips af silikone på begge sider af rygpuden hjælper med at forhindre migration. Skulderstropper fås som tilbehør. Latexfri.

Bestillingsinformationer



ComfortForm™ Back		
Varenummer	Taljemål	Størrelse
79-89352	51 – 64 cm	XS
79-89353	64 – 76 cm	S
79-89355	76 – 86 cm	M
79-89357	86 – 97 cm	L
79-89358	97 – 107 cm	XL
79-89359	107 – 142 cm	XXL
79-89359-10	142 – 158 cm	XXXL
79-89350	Skulderstropper	Universal