

Spinostrap

Optimal anvendelse

DonJoy Spinostrap giver komfortabel rygstøtte til patienter! Dens justerbare skulderstropper, bøjelige exo-skeletale dorsale ramme og brugertilpassede lændebælte muliggør en komfortabel individualiseret støtte og aflastning af rygsøjlen thoraxregion. Takket være denne halvstive rygortoses mange intuitive funktioner er rygstøtte og kyfotisk postural korrektion inden for rækkevidde.

Indikationer

Spinostrap er designet til at yde støtte og stabilisering samt delvis immobilisering (begrænsning af bevægelser) af rygsøjlen.

- Støtte til stabile spinalfrakturer
- Smertelindring og facilitering af korrektion af postural dysfunktion fra dorsal hyperkyfose
- Postural dysfunktion associeret med tilstande som fx Parkinsons sygdom
- Opretning og støtte af rygsøjlen i tilfælde med muskulær insufficiens/svaghed
- Smertelindring og støtte af spinal osteoartrose

Fordele og egenskaber

- **Halvstiv exo-skeletal dorsal ramme**, og for at yde støtte og give smertelindring til rygsøjlen thoraxregion kan der udformes en aluminiumkerne, der passer til den individuelle rygkurve.
- **Justerbart lændebælte**, der yder støtte til rygsøjlen og samtidig holder abdomen fri. Justeres ved hjælp af lettilgængelige reguleringsspænder og fingerlommer. Med velcro for nem tilpasning.
- **Justerbare skulderstropper**, der ved hjælp af velcrobånd kan strammes mere eller mindre og dermed trække skuldrene tilbage og rette ryggen og derigennem medvirke til korrektion af kyfose.
- **Flytbar liste til stropstyring**, der kan placeres i forskellige højder på den dorsale ramme og dermed medvirke til kontrol af korrektionen af kyfose.
- **Aksillære skulderpuder**, der er flade og anatomisk udformet og kan anbringes, så de øger bærekomforten for underarmsområdet.
- **Justerbar sternal rem**, der kan fastgøres for at give yderligere komfort til aksillærregionen.
- **Krokodillestroplukninger**, der muliggør brugertilpasning af remlængde og position for praktisk individuel pasform.
- **Slankt og fladt design**, der kan bæres under beklædning.
- **Letvægt og åndbarhed**, der er med til at sikre patientkomfort.
- **Hypo-allergifremkaldende og bløde materialer**, der bidrager til at undgå hudirritation.
- **PVC- og latexfri.**

Bestillingsinformationer



Spinostrap		
Varenummer	Ryggens længde C7 – S1	Størrelse
82-0057-1	42 – 52 cm	S
82-0057-2	52 – 62 cm	M
82-0057-3	62 – 72 cm	L