



Lumbostrap 35

Optimal anvendelse

Halvstiv lændestøtte med en højde på 35 cm, der støtter og stabiliserer lænden fra S1 – T10 og lindrer smerter i lænden.

Indikationer: • Resultater af sammenfald i ryggen (mest almindelig indikation), der kræver meget langvarig brug (op til 12 måneder)
• Resultater af brud på rygsøjlen • Restitutionsperiode efter operation
• Lumbalgi • Lumbago og lændesmerter • Spondylarthrose og diskopatier i lænden • Milde traumer på lumbosakrale region og kontrakturer i den paravertebrale muskulatur • Behandling af brud på processus transversus
• Degenerativ lumbal skoliose • Spondylose med og uden vertebral glid

Fordele og egenskaber

• Fire halvstive forformede rygstivere bidrager til forbedret justerbar rygstøtte • To af stiverne kan udskiftes med et stivere par for yderligere stabilitet • Justerbare remme giver individuel kompression • Anatomisk konturtilpasset, der giver forbedret komfort • Lette, åndbare, lugtresistente materialer bidrager til god hygiejne og compliance

Bestillingsinformationer



Lumbostrap 35		
Varenummer	Taljemål	Størrelse
82-0055-1	56 – 68 cm	XS
82-0055-2	68 – 82 cm	S
82-0055-3	82 – 98 cm	M
82-0055-4	98 – 116 cm	L
82-0055-5	116 – 136 cm	XL
82-0055-6	136 – 156 cm	XXL

