



One Piece Cervical Collar

Optimal anvendelse

Sprøjtestøbt krave i ét stykke giver ordentlig støtte og hjælper med at begrænse fleksion, udvidelse og rotation i halshvirvelsøjlen for at fremme patienternes helbredelse efter traumer. Konstrueret med slidstærkt high-density polyethylen foret med blød skum med lukkede celler for maksimal patientkomfort. Begge universalstørrelser har forskellige højder som passer til de fleste voksne og børn. Overdimensioneret luftrørsåbning giver hurtig adgang til carotis pulskontrol og nød-tracheotomier. Staples fladt for at spare plads og er røntgen-, CT- og MR-kompatibel. Latexfri.

Bestillingsinformationer

One Piece Cervical Collar			
Varenummer	Højdejustering	Halsomkreds	Størrelse
79-83130	3,8 – 4,4 – 5,1 cm	20 – 46 cm	Ped
79-83131	4,4 – 6,3 – 7,5 – 8,9 cm	28 – 58 cm	Voksen

