



C1 Neck Collar


Optimal anvendelse

ProCare C1 halskrave er en anatomisk formet halskrave i blødt skum og med en fordybning til hagen. Halskraven er beregnet til aflastning af forstrækninger og forstuvninger, post-operativ rehabilitering og efter anvendelse af stiv halskrave. Halskraven fås i to højder: 7,5 cm / 9,5 cm

Fordele og egenskaber

- Udformningen fastholder den cervikale rygsøjle i en neutral position
- Halskrave fremstillet af skum med lav densitet
- Den anatomiske udformning ved hagen og i ørehøjde giver bedre pasform
- Overtræk i 100 % bomuld med velcro-lukkестrop
- Fås i marineblå

Bestillingsinformation



C1 Neck Collar			
Varenummer		Halsomkreds	Størrelse
7,5 cm	9,5 cm		
CC10PPAB	–	21–25 cm	Pediatric
CC10P0AB	CC10G0AB	25–28 cm	XXS
CC10P1AB	CC10G1AB	29–32 cm	XS
CC10P2AB	CC10G2AB	33–37 cm	S
CC10P3AB	CC10G3AB	38–42 cm	M
CC10P4AB	CC10G4AB	43–47 cm	L
CC10P5AB	CC10G5AB	48–51 cm	XL