



X-Rom Post-Op Knee Brace

Optimal anvendelse

DonJoys nyeste post-operative knæskinne stabiliserer, immobiliserer og begrænser knæets bevægelse. **Indikationer** inkluderer skade på- eller operation af ACL, PCL, MCL og LCL. Benyttes også ved meniskoperation, patellarealignment/trillat, stabile lednære frakturer og osteotomi.

Fordele og egenskaber

- Tele-Fit teknologi - 4 glidemanchetter der kan bevæges uafhængigt af hinanden
- Det stærke, men samtidig lette design hjælper med at reducere migration af ortosen
- De bøjelige hængselled forstærker den konturtilpassede pasform ved varus/valgus
- Den antibakterielle belægning neutraliserer lugt og øger samtidig komfort og holdbarhed
- Opdateret hængseldesign, der præcist kontrollerer bevægelsesgraden (ROM) med trinindstillinger i 10 grader fra -10 til 90 grader ekstension og -10 til 120 grader fleksion
- Quick Lock-mekanismen gør det nemt at indstille ortosen i trin á 10 grader fra -10 til 30 grader
- Trykknopbetjening på glidemanchetterne giver let og præcis justering
- Den komfortable pasform passer til patienter i mange størrelser
- Ortosen leveres klar til at blive tilpasset på patienten lige fra posen

Bestillingsinformationer

X-Rom Post-Op Knee Brace	
Varenummer	Beskrivelse
11-2181-9	X-Rom Post-Op Knee Brace

Tilbehør	Beskrivelse
25-7530	X-Rom Replacement Straps kit
25-7531	X-Rom Replacement Pad Kit