



TROM™ Advance
Full Foam

TROM™ Advance

Optimal anvendelse

Anvendes post-operativt efter kirurgi på forreste og bagerste korsbånd, mediale og laterale kollaterale ligamenter, meniskoperation, patella-realignment, regenerativ chondroplastik, stabile lednære frakturer, total knæalloplastik og indgreb med tibiaosteotomi. Fås med både fuldt- og cool polster.

Fordele og egenskaber

- Strømmlinet hængselled med ROM-kontrol og Quick-lock-lås fra -10° til 90° så alle postoperative forskrifter overholdes
- Teleskopglidesystem der gør det muligt at tilpasse stroppernes position over og under knæet efter brugeren
- Justerbar længde fra 45,5 til 58,5 cm så det er muligt at tilpasse efter patientens højde
- Quick-clips-spænde som er nemt at fastgøre
- Bredt polster til stropperne for yderligere støtte og komfort

Bestillingsinformationer

TROM™ Advance	
Varenummer	Polster
11-9114-9	Cool
11-9115-9	Fuldt
11-0519-9	Cool, slim