



Playmaker II X-ROM

Optimal anvendelse

Letvægts, wrap-around knæbeskyttelse med X-ROM hængselteknologi. Den tæt-omsluttende knæskinne har den dokumenterede ROM-beskyttelse i kraft af X-ROM hængslet, der fremmer healing og restitution efter operationer eller skader. Det lette, slidstærke Hi10™ materiale i nylon/spandex giver optimal komfort og pasform, og spacer mesh-materialet sørger for, at åndbarheden er i top. Det geniale design gør det nemt og hurtigt at påsætte og justere knæbandagen. Findes i størrelser fra XS – XXXL, der passer til voksne, unge og pædiatriske patienter.

Indikationer: Posttraumatisk eller postoperativ anvendelse. Ved middel- svære til svære ligamentskader, meniskskader, knæoperationer samt ved funktionel rehabilitering og tilbagevenden til aktiviteter.

Fordele og egenskaber

- Kontrollerer bevægelsesgraden (ROM) med trinindstillinger á 10 grader, fra -10 til 90 graders ekstension og -10 til 120 graders fleksion
- Låses nemt i 10-graders trin fra -10 til 30 grader
- Nylon/spandex-materialet (Hi10™) giver optimal komfort og pasform
- Letvægtsforet på front- og bagpaneler gør knæskinnen mindre varm at have på
- Neutraliserer lugt og øger samtidig komfort og holdbarhed
- Formstøbte remme, der gør det hurtigt og nemt at sætte skinnen på og justere, så position og pasform er korrekt og komfortabel
- Standardstørrelserne fra XS – XXXL, der passer de fleste voksne og børn

Bestillingsinformationer



Playmaker II X-ROM	
Varenummer	Beskrivelse
11-0021-x	Playmaker II X-ROM

Fås i størrelserne XS-XXXL