

Support Everest™ Ice II Support Everest™ II

Optimal anvendelse

En beskyttende "3-i-1" løsning til rehabilitering, kryoterapi og kompression. Med den aftagelige knæmanchet til kryoterapi og kompression opnås supplerende terapeutiske fordele i en post-traumatisk eller post-operativ sammenhæng. Denne alsidige knæbandage kan tilpasses forskellige stadier af behandling og rehabilitering: fra den indledende immobilisering til kontrol af bevægelsesomfang og funktionel anvendelse, når man genoptager sine aktiviteter. **Indikationer:** • Post-traumatisk eller post-operativ anvendelse til moderate til svære ligamentskader, menisklæsioner, knæoperationer, smertebehandling og kontrol af hævelse, funktionel rehabilitering, genoptagelse af aktiviteter • Postoperativ anvendelse efter følgende knæoperationer: artroskopi, ligamentreparation, patellareparation, osteotomi, partiel eller total knæudskiftning.

Fordele og egenskaber

- Wraparound-Struktur.
- 4 uafhængige stropper – justerer kompressionsniveau og støtte.
- Bilateral model – passer både til højre og venstre.
- Bilaterale hængsler – kontrol af bevægelsesomfang med fleksions/ekstensionsstop ved 0°, 10°, 20°, 30°, 60° og 90°.
- Aftagelig posterior afstivning.
- Aftagelig knæmanchet med Ice Pack til lokaliseret ekstern kuldebehandling samt en oppustelig manchet med manuel pumpe, der tilfører en kompressionseffekt til kuldeterapien.
- Leveres med 2 Ice Packs, så man kan opbevare 1 reservepakke i fryseren.
- Efter 4 timer i fryseren giver Ice Pack 20 til 30 minutters kuldebehandling.
- Ice Pack-gelen forbliver formbar og tilpasser sig patientens anatomi.
- Ice Pack har et blødt overtræk der giver patienten komfort
- Oppustelig manchet med luftcelle og manuel pumpe der giver mulighed for justering af kompressionsniveauet.
- Knæmanchetten er let at anvende sammen med de 2 kontaktlukningsstropper.
- Knæmanchetten er let at tilpasse under Support Everest-knæbandagen.

Bestillingsinformationer

Support Everest Ice II (Brace & Ice compression)		
Varenummer	Omkreds	Størrelse
82-0045-1	33 – 37 cm	XS
82-0045-2	38 – 43 cm	S
82-0045-3	44 – 49 cm	M
82-0045-4	50 – 55 cm	L
82-0045-5	56 – 60 cm	XL
82-0045-6	> 60 cm	XXL



Support Everest II (Without Ice compression)		
Varenummer	Omkreds	Størrelse
82-0046-1	33 – 37 cm	XS
82-0046-2	38 – 43 cm	S
82-0046-3	44 – 49 cm	M
82-0046-4	50 – 55 cm	L
82-0046-5	56 – 60 cm	XL
82-0046-6	> 60 cm	XXL