



FullForce™

Optimal anvendelse

DonJoy FullForce™ har mange innovative designfunktioner, der bruges i sortimentets førende Defiance-modeller. DonJoy Fullforce har en lavprofil design og den let og smidig. Inderlårsrammens tværsnitsdesign med let lavprofil, og som er nem at have på, giver ekstra komfort. Ideelt til aktive personer, lette sportsgrene og hverdagsaktiviteter. FullForce™ inkorporerer DonJoys patenterede 4-Points-of-Leverage design samt Fourcepoint hængselteknologien med lavprofil, som gør den egnet til ACL-instabiliteter.

Fordele og egenskaber

- Klinisk afprøvet 4-Points-of-Leverage™ design og FourcePoint™ hængselteknologi, der optimerer ACL-beskyttelse
- Ekstra stærk aluminiumsramme, som reducerer skinnens vægt og forbedrer komfort
- Formbar ramme for brugerdefineret tilpasning
- Lavprofil-design gør den behagelig at have under tøj
- Indvendigt monterede, svingbare remhjul som hjælper med at fremme benet bevægelser
- Swooping lårmanchet til inderlårclearance og bilateral anvendelse
- Kulfiber-finish

Bestillingsinformationer



FullForce™		
Varenummer	Ligament	Ben
11-3220-x	ACL, Short calf	Højre
11-3221-x	ACL, Short calf	Venstre
11-0258-x	ACL, Standard calf	Højre
11-0259-x	ACL, Standard calf	Venstre
11-3222-x	CI Short calf	Højre
11-3223-x	CI Short calf	Venstre
11-0264-x	CI Standard calf	Højre
11-0265-x	CI Standard calf	Venstre

Der er 2,5 cm forskel på læg længden mellem en kort og en standard skinne.