



Sleeve



Wraparound

Playmaker® Xpert

Optimal anvendelse

To funktionelle knæbandager, fås i 2 designvalg: Wrap og Sleeve.

Indikationer: • Beskyttelse, kompression og støtte ved milde knæforstrækninger, milde til moderate mediale/laterale ligamentlæsioner, kronisk instabilitet, tilbagevenden til aktiviteter. • Sleeve-versionen anvendes også ved meniskskader eller mild patellalaksitet.

Fordele og egenskaber

- Indlægget hjælper med at holde patella i korrekt position og forbedrer stabiliteten i tilfælde af patellalaksitet.
- Stropper foroven og forneden gør at kompressionsniveauerne kan justeres efter behov.
- Stropperne sikrer også optimal individuel tilpasning.
- Reduceret bandagehøjde (33 cm) giver et mere profileret aspekt.
- Aftagelige polycentriske hængsler i aluminium sikrer medial/lateral stabilitet.
- Den bilaterale afstivning giver støtte til ustabile ligamenter.
- Afstivningen er formbar og kan derfor tilpasses til patienternes behov.
- Hængslerne er polstrede og giver derfor øget beskyttelse mod lateral påvirkning (ideel til sportsbrug).

Wrap-version

- Gør det lettere for patienter med nedsat fingerfærdighed at tage bandagen af og på.
- Letvægt – gennemsnitligt under 300 gram.
- Samme materiale som Playmaker II.
- Strækbar i 4 retninger, blød, formtilpasset bagpanel på det popliteale område.

Bestillingsinformationer



Playmaker® Xpert	
Varenummer	Beskrivelse
82-0022-x	Playmaker Xpert Sleeve
82-0023-x	Playmaker Xpert Wrap

