



GenuForce® Xpert

Optimal anvendelse

Strikket knæbandage med hængselsled, knæskalspude og justerbare remme. Med kombinationen af de polycentriske hængselsled med side-stivere, den anatomisk formede knæskalspude og de justerbare remme giver GenuForce® Xpert øget sidestøtte og stabilitet under bevægelse – i hverdagsaktiviteter og sport.

Indikationer: • Støtte og kompression efter akut og kronisk knæskade samt mild knæartrose • Milde til moderate forstrækninger af ligamenter (MCL og LCL) • Mild til moderat knæinstabilitet • Lette meniskskader • Forebyggelse af skader

Fordele og egenskaber

- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering vha. kompression
- Anatomisk formet knæpude af silikone, der giver øget patellastabilitet, har en massageeffekt og forbedrer proprioception
- Justerbare remme omkring lår og underben medvirker til øget kompression og støtte
- Bilaterale polycentriske hængselsled med rigide sidestivere giver en forbedret medial og lateral stabilitet

Bestillingsinformationer




GenuForce® Xpert			
Varenummer	Omkreds lår	Omkreds læg	Størrelse
82-1753-1	37 – 40 cm	25 – 28 cm	XS
82-1753-2	40 – 43 cm	28 – 31 cm	S
82-1753-3	43 – 46 cm	31 – 34 cm	M
82-1753-4	46 – 49 cm	34 – 37 cm	L
82-1753-5	49 – 52 cm	37 – 40 cm	XL
82-1753-6	52 – 55 cm	40 – 43 cm	XXL
82-1753-7	55 – 58 cm	43 – 46 cm	XXXL



Justerbare remme omkring lår og underben



Bilaterale polycentriske plastled



Anatomisk konturtilpasset knæpude af silikone