



Bilaterale
polycentriske
plastled

StabiLax™

Optimal anvendelse

Knæbåndage i elastisk strikmaterial med bilaterale hængsler, knæskalspude og justerbare stropper. DonJoy StabiLax™ hjælper med at give stabil støtte, kompression og aflastning til knæet. **Indikationer:** • Støtte og kompression efter akut og kronisk knæskade, og let knæartrose. • Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering gennem kompression • Støtte til milde mediale og laterale ligamentforstuvninger af knæet. • Støtte og kompression til kronisk instabilitet og hypermobilitet i knæet • Forebyggelse af skader.

Fordele og egenskaber

- Elasticitet i flere retninger – øger den proprioceptive stimulation vha. sensorisk respons.
- Anatomisk 3D strikmaterial – tilpasser sig benet og giver optimal pasform og en graderet kompressionseffekt.
- Komfortabel fleksion – den løsere poplitealstrik giver ubegrænset fleksion.
- Patellastabilitet – afstivningen hjælper med at fastholde patella i den korrekte position.
- Stabilisering – de bilaterale hængsler støtter det instabile knæled og hjælper patienten med at genvinde selvtilid og mobilitet.
- Stropper foroven og forneden (fastgjort til hængslerne) giver supplerede kompression og fastholdelse.
- Smertelindring – det elastiske strikmaterials kompressionsvirkning hjælper med at reducere hævelse og virker smertelindrende.
- Passer til venstre eller højre knæ.
- Let at rengøre, kan maskinvaskes.

Bestillingsinformationer



StabiLax™		
Varenummer	Omkreds lår	Størrelse
82-0712-1	35 – 38 cm	XS
82-0712-2	38 – 42 cm	S
82-0712-3	42 – 46 cm	M
82-0712-4	46 – 49 cm	L
82-0712-5	49 – 53 cm	XL
82-0712-6	53 – 57 cm	XXL
82-0712-7	58 – 61 cm	XXXL