

GenuLax™

Optimal anvendelse

Elastisk strikket knæstøtte med hængselsled, knæskalspude og justerbare remme. Via kombinationen af polycentriske hængster, en konturtilpasset knæpude og justerbare remme, er DonJoy GenuLax™ medvirkende til at forstærke lateral støtte og stabilitet under bevægelser og er dermed en hjælp ved hverdagsaktiviteter og til sportsbrug. **Indikationer:** • Støtte og kompression efter akut og kronisk knæskade samt mild osteoartrose i knæ • Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering gennem kompression • Milde til moderate (mediale og laterale) forstrækninger af ligamenter • Mild til moderat knæinstabilitet og hypermobilitet • Milde meniskskader • Skadeforebyggelse.

Fordele og egenskaber

- Passer til både venstre og højre knæ
- Let at rengøre, kan maskinvaskes
- Anatomisk 3D-strikkdesign for at give effektiv og målrettet kompression og støtte
- Stretchzoner over patella og knæets bagside for at fremme åndbarhed, komfort og bevægelsesfrihed
- Kompressionsreducerede kanter bidrager til at fordele trykket hvor knæstøtten ender, for at give en komfortabel pasform
- Anatomisk konturtilpasset knæpude der bidrager til patellastabilitet, har massageeffekt og medvirker til at forbedre proprioception
- Bilaterale polycentriske hængsler, der bidrager til øget medial/lateral stabilitet og som nemt kan fjernes
- Nonslip silikonecoatede bånd giver et ekstra sikkert hold under belastning
- Justerbare remme omkring lår og underben der er med til at give øge kompression og støtte



GenuLax har stivere hængsel end Stabilax

Bestillingsinformationer

GenuLax™		
Varenummer	Omkreds	Størrelse
82-0713-1	35 – 38 cm	XS
82-0713-2	39 – 42 cm	S
82-0713-3	43 – 46 cm	M
82-0713-4	47 – 49 cm	L
82-0713-5	50 – 53 cm	XL
82-0713-6	54 – 57 cm	XXL
82-0713-7	58 – 61 cm	XXXL

