



OA Adjuster III

Optimal anvendelse

Den forbedrede OA Adjuster™ III er udstyret med nanoMAG™ og forstærket med en stærk aluminiumkonstruktion – DonJoys mest slidstærke og funktionelle OA-ortose. Det nye konturdesign tilpasser sig efter læggen, forhindrer at den glider og giver maksimal komfort også til patienter med omfattende gener.

Fordele og egenskaber

- Klinisk bevist effekt.* DonJoys Adjuster™-teknik aflaster lidt – eller meget.
- nanoMAG™-teknik på aflastningssiden giver en letvægtsfunktion med samme styrke som aluminium i flyvemaskiner (cirka 540 gram).
- Fleksible hængslede muliggør en kropsnær, individuel pasform til alle aktivitetsniveauer, med et dobbelt opret design.
- 4 Points of Leverage™-systemet fra DonJoy giver klinisk dokumenteret ligamentstabilitet.**
 - Forreste lårstøtte. – Bagerste skinnebænstøtte. – Nederste lårrem udøver tryk på lårbenet forfra. – Forreste skinnebænstrem udøver en aktiv og konstant belastning for at modvirke anterior tibial translation (ATT).

*Matthew Nadaud, Richard Komistek et al, 2006 (J Bone Joint Surg AM, 87:114-119, 2005)

**Fleming, Beynnon, et al 2000 (Am J Sports Med. 2000;28:815-824.)

Bestillingsinformationer



OA Adjuster III		
Varenummer	Påvirket ledkammer	Ben
11-1590-x	Medial	Højre
11-1591-x	Medial	Venstre
11-1592-x	Lateral	Højre
11-1593-x	Lateral	Venstre

