



OA Fullforce Knee Brace

Optimal anvendelse

OA FullForce aflaster det pågældende segment af knæet og reducerer belastning af ligamentet og dermed gør det muligt for patienten at gå længere strækninger og med færre smerter. Trækket i ligamentet reduceres ved hjælp af 4-Points-of-Leverage-systemet, der er klinisk dokumenteret at reducere ACL-belastningen ved at fastholde knæet i en stabil position der minimerer yderligere bruskskade*. Smerten ved tidlig OA kan stille sig hindrende i vejen for en sund livsstil. At holde sig stærk og i bevægelse kan medvirke til at forsinke den degenerative proces som følge af OA.

**Fleming BC, Renstrom PA, Beynnon BD, Rengstrom PA, Peura GD. The influence of functional knee bracing on the anterior cruciate ligament strain biomechanics in weight bearing and non-weight bearing knees. Am J Sports Med. 2000;28:815-824.*

Fordele og egenskaber

- Komfort i letvægtsklassen – DonJoys letteste OA-skinne giver en tæt-siddende og komfortabel pasform der tillader maksimal knæfunktion.
- Reducering af trækket i ligamentet – 4-Points-of-Leverage™ der er klinisk dokumenteret at reducere ACL-belastning ved at fastholde knæet i en stabil position for at minimere yderligere bruskskade.
- Minimerer smerten – Det justerbare system flytter den smertefulde belastning af leddet fra det degenerative segment til det sunde segment. Der er indbygget 4 korrektionsgrader i skinnen, og hængselledet gør det muligt at finindstille belastningen.

Bestillingsinformationer



OA Fullforce Knee Brace		
Varenummer	Degenerative ledkammer	Ben
11-1578-x	Medial	Højre
11-1579-x	Medial	Venstre
11-1580-x	Lateral	Højre
11-1581-x	Lateral	Venstre

