



OA Reaction Knee

Optimal anvendelse

OA Reaction anbefales til patienter med mild til moderat etkammers artrose. Skinnen bygger på patenteret silikonekonstruktion fra Reaction knee brace, som giver en god stabilitet til knæet og samtidig aflaster det påvirkede ledkammer gennem aluminiumsskinnen.

Fordele og egenskaber

- Tilpasset valgus/varus belastning (op til 6 grader) i den polycentriske aluminiumsled.
- Tynd og smidig design, der er let og bekvemt at have under tøj.
- Patenteret silikone konstruktion, som stabiliserer og aflaster knæskallen.

Bestillingsinformationer



OA Reaction Knee		
Varenummer	Beskrivelse	Påvirket ledkammer
82-7426-x	OA Reaction Web	Medial Højre/Lateral Venstre
82-7427-x	OA Reaction Web	Medial Venstre/Lateral Højre