



Reaction Knee

Optimal anvendelse

Knæortosen Reaction Knee Brace er en aktiv, fleksibel løsning med gummi til brug ved generelle anteriore knæsmarter og et spændende alternativ til de sædvanlige knæbandager. **Patientprofil:** Alle patienttyper, fra lavt til højt aktivitetsniveau. **Indikationer:** Generelle anteriore knæsmarter som følge af: chondromalacia patellae, osgood-schlatter, knæartrose, let bi-kompartmentel artrose, tendinit/tendinose i lårmuskel eller knæskal.

Fordele og egenskaber

- Progressiv smertelindring. Netkonstruktionen i elastomer reducerer smerte ved at fordele energien omkring knæskallen. De fleksible membraner udvider sig når leddet bevæger sig, og trækker sig derefter sammen igen til deres oprindelige størrelse. De absorberer stød og transporterer mest mulig belastning væk fra smerteområdet. Membranens fleksible pasform samt kompressions- og stretchevne giver desuden øget proprioception (neuromuskulær kontrol) ved fleksion og ekstension.
- Åben netkonstruktion for langvarig komfort. Sidder stramt omkring knæskallen og tager hensyn til knæets anatomi. Netstoffet på indersiden giver en bekvem og luftig løsning. En helhed der gør, at man føler sig mindre begrænset end med en knæbeskytter.
- Stretch-membraner som stabiliserer knæskallen. Dynamisk netdesign som stabiliserer knæskallen på alle sider. Den skaber endvidere spænding over lårmusklen og knæskallens sener for at reducere smerten.
- Hængslet med dobbelte akser for ekstra støtte. Hængsleddene er fleksible og påvirker derfor også knæet i neutral stilling.
- Justerbar spænding for at give ortosen stabilitet. De justerbare bånd medfører, at ortosen bliver siddende på plads under de daglige aktiviteter og ved sportsudøvelse. Båndene kan tilpasses for komfort og den ønskede grad af elastikvirkning.
- Elastisk underliggende strømpe for komfort. Modvirker hudirritation, giver kompression og støtte til det bløde væv.

Bestillingsinformationer



Reaction Knee				
Varenummer	Beskrivelse	Farve	Omkreds	Størrelse
82-0215-2	Reaction Knee Brace	Sort	33 – 46 cm	XS/S
82-0215-3	Reaction Knee Brace	Sort	47 – 59 cm	M/L
82-0215-4	Reaction Knee Brace	Sort	60 – 75 cm	XL/XXL
82-0215-5	Reaction Knee Brace	Sort	> 75 cm	XXXL