



Tru-Pull® Advanced Attachment

Optimal anvendelse

Tru-Pull® Advanced Attachment kan benyttes på DonJoys rigide ligament og OA-skiner til yderligere støtte og symptomatisk smertelindring ved patellofemoral dysfunktion, herunder lateral fejlsporing, sublaksation/dislokation samt patellar tendonitis. Tru-Pull® Advanced Attachment kan benyttes til sportsaktiviteter (såvel kontakt- som ikke kontaktsportsgrene) og/eller aktiviteter i hverdagen.

Fordele og egenskaber

- Elastomert trækudstyr, der giver et stærkt dynamisk træk på patella, når knæet bevæges ud i ekstension
- Valg mellem 0,64 cm eller 0,95 cm afklappelig stiver til alsidig anvendelse og komfort
- Nem at anbringe for øget patientaccept
- Kan bestilles som tilbehør til 4-punkt skinner eller som tilpasning til eksisterende 4-punkt skinner, der er i brug

Bestillingsinformationer

Tru-Pull® Advanced Attachment		
Varenummer	Beskrivelse	Størrelse
11-1525-2	Tru-Pull® Advanced Attachment	XS/S
11-1525-3	Tru-Pull® Advanced Attachment	M/L/XL
11-1525-4	Tru-Pull® Advanced Attachment	XXL/XXXL