



PateLax™

Optimal anvendelse

Ved hjælp af indbyggede fleksible bilaterale stivere, en konturtilpasset knæpude og en justerbar patellastrop yder DonJoy PateLax™ beskyttelse af og støtte til knæskallen samt aflastning og stabilisering af knæleddet.

- Giver støtte og kompression efter skader på patellasenen
- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering via kompression
- Overbelastningsskader som fx Osgood-Schlatter sygdom
- Patellofemorale smerter (knæsmærter)
- Patellar tendinitis
- Patellar fejlspring

Fordele og egenskaber

Anatomisk 3D-strikdesign for at give effektiv og målrettet kompression (20-36 mmHg). Åndbar og elastisk blød strik for forbedret komfort under brug. Patellastrop med pude medvirker til at lindre spændinger i patellasenen. Bånd i silikonecoatet nonslip-materiale giver et ekstra sikkert hold under belastning.

- Passer til både venstre og højre knæ
- Indeholder ikke naturlatex
- Let at rengøre, kan maskinvaskes.

Bestillingsinformation



PateLax™		
Varenummer	Omkreds	Størrelse
82-0731-1	35-38 cm	XS
82-0731-2	39-42 cm	S
82-0731-3	43-46 cm	M
82-0731-4	47-49 cm	L
82-0731-5	50-53 cm	XL
82-0731-6	54-57 cm	XXL
82-0731-7	58-61 cm	XXXL