



Surround® Patella Strap

Optimal anvendelse

Surround® Patella-stroppen medvirker til at lette anteriore knæsmærter, forårsaget af patellar tendonitis, chondromalacia og Osgood Schlatter, ved at sætte belastning på patellasenen. Stroppens hoveddel er et blødt, latex-frit nylon/skumlaminat med velcrolukning. En unik cylindrisk gelblære er indlagt i den primære patellastrops kerne og kan justeres, så den øger kompressionen. Denne gel er af et unikt materiale, der giver et ensartet tryk og en brugerspecifik pasform, samtidig med at det forhindrer tryk i at blive overført til knoglefremspring.

Fordele og egenskaber

- Blødt latexfrit materiale
- Nem kontaktlukning
- Med indlagt gelblære, der giver ensartet kompression

Bestillingsinformationer

Surround® Patella Strap		
Varenummer	Omkreds	Størrelse
79-80322	<25 cm	XS
79-80323	26 cm – 31 cm	S
79-80325	32 cm – 38 cm	M
79-80327	39 cm – 44 cm	L
79-80328	>45	XL

